

Art. no.

A	B	C	D	E	F	G	H
6	0						

AB	Model			
60	REAL MOBIL 6100	Elektrische binnenrolstoel, excl Accu's en excl Lader		+ 5,998:-
C	Zithoekverstelling			
0	Zonder zithoekverstelling			Standaard
2	Crank verstelling	Crank +15° / -8° (+ voorwaarts / - achterwaarts)		+ 349:-
3	Gasveer	Gasveer +15° / -8° met hendel onder de stoel		+ 349:-
4	Gasveer vanaf armléuning	Gasveer +15° / -8 met hendel onder de armléuning		+ 822:-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15° / -8°		+ 1,397:-
6	Speciaal zitframe i.c.m. C2 t/m C5	+23o / -23o. 3 standen instelbaar		+ 367:-
D	Mechanisme t.b.v lage rugléuning			
0	Standaard rug mechanisme			Standaard
1	Medic rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte		+ 284:-
2	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.		+ 313:-
3	Elektrisch rug mechanisme	Elektrische verstelling*. <i>* Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.</i>		+ 1,373:-
	Mechanisme t.b.v hoge rugléuning			
5	Standaard rug mechanisme			Standaard
6	Medic rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte		+ 284:-
7	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.		+ 313:-
8	Elektrisch rug mechanisme	Elektrische verstelling*. <i>* Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.</i>		+ 1,373:-
E	Beenopvang			
0	Standaard, opklapbare voetenplank	Afstand van zitting tot beensteun 38-54 cm.		Standaard
9	Alternatieven	Zie prijslijst van alternatieven		Zie lijst
F	Zithoogte		Met zithoek +4 cm.	
0	Standaard		Vaste buis	Standaard
3	Hoge zithoogte elektrisch	Elektrische Fixlyftomat	49 - 77 cm	+ 2,950:-
4	Lage zithoogte elektrisch	Elektrische Fixlyftomat	44 - 64 cm	+ 2,950:-
G	Zitkussen Ergomedic Plus		Rugsteun (b x h):	Armrest:
0	Volwassen	44 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 42x43 cm.	35 cm.
1	Volwassen	48 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 42x43 cm.	35 cm.
2	Volwassen	44 x 43 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 42x43 cm.	35 cm.
3	Volwassen/kind	40 x 43 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	35 cm.
4	Volwassen/kind	40 x 39 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.
5	Kind	36 x 39 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.
6	Kind	33 x 35 cm	Laag 27x22 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.
7	Kind	36 x 43 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.
8	Kind	29 x 32 cm	Laag 23x20 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.
9	Volwassen/Kind	40 x 48 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.
10	Arthrodese zitting	G0 t/m G3, G9	Arthrodese zitting inclusief verstel mechanisme	
				+ 577:-
H	Gebruikers gewicht			
0	55 - 90 kg			Standaard
1	< 55 kg			+ 0:-
2	90 - 130 kg		Aanpassing voor een gewicht boven 130kg op aanvraag	+ 0:-