

A	B	C	D	E	F	G	H
9							

AB	MODEL		Euro's	
90	REAL 9000 Standaard	Trippelstoel met manuele Fixlyftomat	+ 1,006:-	
91	REAL 9100 EL	Trippelstoel met elektrische Fixlyftomat		+ 3,188:-
93	REAL 9300 Medic / Kind	Trippelstoel met H-frame. Manuele Fixlyftomat.	+ 1,225:-	
94	REAL 9400 Medic / Kind EL	Trippelstoel met H-frame. Elektrische Fixlyftomat.		+ 3,743:-
97	REAL 9700 Coxit	Arthrodese trippelstoel met manuele Fixlyftomat	+ 1,230:-	
98	REAL 9800 Coxit EL	Arthrodese trippelstoel met elektrische Fixlyftomat		+ 3,720:-

C	Zithoekverstelling			
0	Zonder verstelling	Geen zithoekverstelling	standaard	standaard
1	Manuele verstelling (<i>geen Coxit/EL</i>)	Verstelling +15°/-8° (+ voorwaarts/-achterwaarts).	+ 163:-	
2	Crank verstelling	Crank +15° / -8°.	+ 316:-	+ 316:-
3	Gasveer	Gasveer +150 /-8 met hendel onder de stoel	+ 316:-	+ 316:-
4	Gasveer vanaf armleuning	Gasveer +15° /-8 met hendel onder de armleuning	+ 606:-	+ 606:-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15° / -8°.		+ 1,397:-
6	Speciaal zitframe i.c.m. C2 t/m C5	+230 / -230. 3 standen instelbaar <small>Bij de optie C2 t/m C6 komt de zithoogte 4 cm hoger uit.</small>	+ 367:-	+ 367:-

D	Rug mechanisme t.b.v lage rugleuning			
0	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	standaard	standaard
1	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 284:-	+ 284:-
2	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 313:-	+ 313:-
3	Elektrisch rug mechanisme	Elektrische verstelling*.		+ 1,373:-
	Rug mechanisme t.b.v hoge rugleuning			
5	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 65:-	+ 65:-
6	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 349:-	+ 349:-
7	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 379:-	+ 379:-
8	Elektrisch rug mechanisme	Elektrische verstelling*. <small>* Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.</small>		+ 1,437:-

E	Wielen			
0	Standaard, XL 100 mm	Voor alle type ondergrond	standaard	standaard
2	Extra makkelijk, SL 100 mm	Voor harde ondergrond	+ 210:-	+ 210:-
3	125 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+ 278:-	+ 278:-
4	150 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+ 278:-	+ 278:-
5	100 mm wiel extra breed	Voor zachte ondergrond	+ 204:-	+ 204:-

F	Zithoogte en rotatie			
0	Standaard zithoogte	Hoogte 45 - 65 cm (Manueel), 47 - 75 cm (EL).	standaard	standaard
1	Lage zithoogte	Hoogte 40 - 54 cm (Manueel), 40 - 60 cm (EL).	+ 0:-	+ 0:-
5	Standaard zithoogte, rotatie*	Rotatie blokkering met rotatie 360°	+ 145:-	+ 255:-
6	Lage zithoogte, rotatie*	Rotatie blokkering met rotatie 360°	+ 145:-	+ 255:-

* Rotatie in combinatie met elektrische rem geeft extra meerprijs van € 711

G	Zitkussen (breedte x diepte)	Rugsteun (breedtexdiepte)	Armrest:		
0	Volwassen 44 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	standaard	standaard
1	Volwassen 48 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	+ 49:-	+ 49:-
2	Volwassen 44 x 43 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	+ 49:-	+ 49:-
3	Volwassen/kind 40 x 43 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	35 cm.	+ 49:-	+ 49:-
4	Volwassen/kind 40 x 39 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+ 49:-	+ 49:-
5	Kind 36 x 39 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+ 0:-	+ 0:-
6	Kind 33 x 35 cm	Laag 27x22 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+ 0:-	+ 0:-
7	Kind 36 x 43 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+ 0:-	+ 0:-
8	Kind 29 x 32 cm	Laag 23x20 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+ 0:-	+ 0:-
9	Volwassen/Kind 40 x 48 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+ 49:-	+ 49:-

H	Gebruikers gewicht			
0	55 - 90 kg		standaard	standaard
1	< 55 kg		+ 48:-	+ 0:-
2	90 - 130 kg	Aanpassing voor een gewicht boven 130kg op aanvraag	+ 48:-	+ 0:-

