



OVERZICHT ASSORTIMENT

Een selectie van de REAL-stoelen



Geldig vanaf 070601

Laatst gewijzigd 110511

Artikelnummer: 803432

EEN KORTE BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJF

Mercado Medic AB houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, verkoop en service van werkstoelen/speciale stoelen voor mensen met een lichamelijke beperking. Wij verkopen tevens speciaal aangepaste stoelen voor verschillende klinieken, kantoren en industrieën. Het bedrijf heeft verkoop- en servicepunten in heel Zweden en beschikt over een uitgebreide exporttak.



MODULAIR SYSTEEM REAL

Het REAL-systeem is opgebouwd uit modules en kan daarmee eenvoudig op individuele wensen worden afgestemd. Met verschillende zittingen, rugleuningen, wielen, hefkolommen en accessoires stelt u eenvoudig een functionele en comfortabele stoel samen.

Alle REAL-modellen functioneren uitstekend in huis, op school of op het werk.





REAL 9000 PLUS

Gebruik thuis of op het werk een REAL 9000 PLUS om op te zitten. De zithouding kan eenvoudig op uw bezigheden worden afgestemd. De REAL 9000 PLUS heeft een met een gasveer geregelde fixliftomat met een interval van 20 cm voor een traploze hoogte-instelling. Na het remmen staat de stoel zeer stevig bij het opstaan en verplaatsen. De gemakkelijk rollende wielen maken in combinatie met het soepele PLUS-frame verplaatsen eenvoudig.

REAL 9000 PLUS EL

Gebruik thuis of op het werk een REAL 9000 PLUS EL om op te zitten. De zithouding kan eenvoudig op uw bezigheden worden afgestemd. De stoel heeft een elektrische liftomat met een interval van 28 cm voor een traploze hoogte-instelling. De elektrische hoogte-instelling maakt de REAL PLUS EL tot een voortreffelijke hulp bij het opstaan. Deze stoel is tevens verkrijgbaar met meer elektrische functies, zoals een elektrisch geregelde zithoekverstelling en rugverstelling en een elektrische rem.



REAL 9000 PLUS COXIT REAL 9000 PLUS COXIT EL

De REAL 9000 PLUS COXIT en de REAL 9000 PLUS COXIT EL met PLUS-frame zijn modulair opgebouwde stoelen die eenvoudig op individuele gebruikers kunnen worden afgestemd. Deze modellen zijn met uitstekend geschikt voor gebruikers met bijv. problemen met de heupgewrichten. De Coxit-zitting is onderverdeeld in individueel regelbare kleppen. Dat biedt de mogelijkheid om met een open heuphoek te zitten. De REAL 9000 PLUS COXIT EL is tevens verkrijgbaar met meer elektrische functies, zoals een elektrisch geregelde zithoekverstelling en rugverstelling en een elektrische rem.





ZWEEDSE KWALITEIT

Mercado ontwikkelt en beoordeelt zijn producten in eigen regie en in samenwerking met het Zweedse Hulpmiddeleninstituut (HI), medici, andere deskundigen en gebruikers.

De productie vindt plaats in eigen regie en alle basiscomponenten worden geproduceerd met moderne machines in onze hoofdvestiging in Lidingö.

1. Hoge rug ErgoMedic PLUS
2. Zachte, gevulde armsteunen
3. Zittend ErgoMedic PLUS
4. Ergonomisch gevormde bediening
5. Plus-frame met verstelbare rem
6. Wielen 100 mm met SKF kogellagers
7. Fixliftomat met hefinterval van 20 cm
8. Sterstuur PLUS

+ REAL[®] 9000 PLUS



REAL 9000 PLUS KIND REAL 9000 PLUS KIND EL

In een REAL 9000 PLUS KIND of REAL 9000 PLUS KIND EL met PLUS-frame kunnen kinderen met een beperking actief zitten in bijv. een schoolbank of aan een tafel. De zithoogte kan eenvoudig worden ingesteld op verschillende tafelhoogtes en de rem kan met de hand of de voet worden bediend. Bij de beide varianten voor kinderen kan worden gekozen uit verschillende soorten zit- en rughoekverstellingen, alternatieve zittingformaten, het zitsysteem Ergomedic Plus en een groot aantal functionele accessoires.



REAL 9000 PLUS KIND MINI

In een REAL 9000 PLUS KIND MINI of REAL 9000 PLUS KIND MINI EL met PLUS-frame kunnen ook kleine kinderen met een beperking actief zitten bij bijv. een speel- of eettafel. De zithoogte kan eenvoudig worden ingesteld op verschillende tafelhoogtes en de rem kan met de hand of de voet worden bediend. Bij de beide varianten voor kinderen kan worden gekozen uit verschillende soorten zit- en rughoekverstellingen, het zitsysteem Ergomedic Plus en een groot aantal functionele accessoires.

REAL SPIDER

In een REAL SPIDER met PLUS-frame kunnen kleine kinderen met een beperking dicht bij de vloer komen. Dat vereenvoudigt spelen en andere activiteiten met kinderen van dezelfde leeftijd. De SPIDER kan met een vaste zithoogte tot op 20 cm van de vloer worden gezet. Hij is ook verkrijgbaar met een met gas of elektrische geregelde zithoogte. De rem kan met de hand of de voet worden bediend. Er kan worden gekozen uit alternatieve zittingformaten, het zitsysteem Ergomedic Plus en een groot aantal functionele accessoires.







REAL 2011

De REAL 2011 maakt deel uit van een serie steunstoelen voor een staand-zittende werkhouding. Daarmee wordt bedoeld dat u op uw werk kunt staan met ondersteuning. Doordat het lichaamsgewicht wordt verdeeld over benen, zitoppervlak en rugleuning kan arbeidsletsel dat wordt veroorzaakt door een hoge statische belasting, worden voorkomen. Deze stoelen kunnen worden besteld met diverse types zadelzitting, rugleuning, zithoogte en met of zonder wielen.

REAL 2624

Een verkeerde zithouding tijdens lange werkdagen leidt in veel gevallen tot slijtage. Vermoeidheid en spierspanningen zijn vaak het gevolg van langdurig zitten in een voorovergebogen houding. Daarom heeft Mercado in samenwerking met fysiotherapeuten en arbeidsdeskundigen de REAL 2624 ontwikkeld waarbij je "achterstevoren" zit met een maag- in plaats van een rugleuning. Deze maagsteunstoelen zijn bruikbaar in elke situatie en omgeving waarbij je tijdens het werk voorovergebogen moet zitten. De stoelen zijn uitstekend geschikt als arbeidstechnisch hulpmiddel voor het personeel en voor pijnpatiënten. Als voedingsstoel is de REAL 2624 bijzonder functioneel, flexibel en populair.



REAL 9500/9600 EL

De REAL 9500 & 9600 EL zijn geclassificeerd als werkstoelen. Ze zijn speciaal afgestemd op mensen met minder spierkracht, die heupen, knieën of enkels moeten ontlasten bij staande werkzaamheden in huis of op het werk. De stoelen zijn voorzien van een H-frame, dat aan de voorkant is ingekort. Dat vereenvoudigt onder meer werken in een keukenomgeving, aangezien de gebruiker dicht bij de werkvlakken kan komen. Naast het H-frame is een zadelzitting en een hogere zithoogte standaard.





REAL 9200 TWIN

De REAL 9200 TWIN is een modulaire stoel die bedoeld is als een comfortabel verplaatsingshulpmiddel voor iets zwaardere gebruikers. De stoel kan worden voorzien van dubbele elektrische of handmatige hefkolommen. Hij heeft tevens dubbele rugmechanismen en een extra verstevigd X-frame.

De REAL 9200 TWIN is berekend op gebruikersgewichten tot max. 180 kg.

REAL 9200 TWIN EL

De REAL 9200 TWIN EL is een modulaire stoel die bedoeld is als een comfortabel verplaatsingshulpmiddel voor iets zwaardere gebruikers. De stoel kan worden voorzien van dubbele elektrische hefkolommen. Hij heeft tevens dubbele rugmechanismen en een extra verstevigd X-frame.

De REAL 9200 TWIN EL functioneert ook prima als hulp bij het opstaan en is berekend op een gebruikersgewicht van max. 275 kg.



REAL DUAL

De REAL DUAL is een uitbreidingsset voor de werkstoel REAL 9000 PLUS EL.

De met de hand bediende aandrijfwielen vereenvoudigen verplaatsen in huis of op de werkplek nog meer.

De stoel heeft een elektrische liftomat met een interval van 28 cm voor een traploze hoogteinstelling. Dat maakt de REAL DUAL ook tot een voortreffelijke hulp bij het opstaan.

Deze stoel is tevens verkrijgbaar met meer elektrische functies, zoals een elektrisch geregelde zithoekverstelling en rugverstelling. Een elektrische rem is standaard inbegrepen in de uitbreidingsset.



REAL 9000 PLUS EL OOGKLINIEKSTOEL

Mercado Medic AB heeft zijn welbekende oogkliniekstoel verder ontwikkeld. Omwille van een grotere flexibiliteit hebben we een onderzoeksstoel ontworpen waarbij u als klant al naar gelang uw behoeften kunt kiezen uit twee moderne PLUS-frames van verschillende grootte. De REAL 9000 PLUS EL OOGKLINIEKSTOEL is een elektrische onderzoekstoel met een constructie waarin patiëntveiligheid, ergonomie, functie en flexibiliteit centraal staan.



REAL PATIËNTENSTOEL VOOR ODONTOLOGISCHE RADIOLOGIE

De REAL PATIËNTENSTOEL VOOR ODONTOLOGISCHE RADIOLOGIE is een soepele elektrische onderzoekstoel die bestemd is voor röntgenonderzoek van het gebit en dentale revalidatie.

De stoel heeft een traploze elektrische liftomat met een interval van 28 cm. Hij is voorzien van functies die het onderzoek voor zowel patiënt als personeel vereenvoudigen.

REAL OPTIMAL X-RAY

De REAL OPTIMAL X-RAY is de optimale patiëntenstoel voor elk type zittend röntgenonderzoek. De constructie is zodanig dat hij optimaal functioneert met elk type röntgenapparatuur. De stoel heeft een ISO Centring en is eenvoudig te positioneren in X-, Y- en Z-richting.

Met de REAL OPTIMAL X-RAY optimaliseert u de methodiek en realiseert u een ergonomische manier van werken.

Ook is dankzij goede röntgenfoto's zonder bijstellingen achteraf de stralingsdosis lager.



MERCADO MEDIC



Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde
Nederland

Phone & Fax

Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email & Internet

Email info@mercado-medic.nl
Internet www.mercado-medic.nl