




# PRIJSLIJST MERCADO MEDIC 2012

*Mercado Medic Nederland BV, Nobelweg 22, 3899 BN, Zeewolde*

*Tel: 036-521 99 95 Fax: 036-521 99 90*

WWW.MERCADO-MEDIC.NL



WWW.MERCADO-MEDIC.NL



# REAL 9000



AB	C	D	E	F	G	H
9						

## AB MODEL

AB	MODEL		Euro's	
90	REAL 9000 Standaard	Trippelstoel met manuele Fixlyftomat	+ 1 006:-	
91	REAL 9100 EL	Trippelstoel met elektrische Fixlyftomat		+ 3 188:-
93	REAL 9300 Medic / Kind	Trippelstoel met H-frame. Manuele Fixlyftomat.	+ 1 225:-	
94	REAL 9400 Medic / Kind EL	Trippelstoel met H-frame. Elektrische Fixlyftomat.		+ 3 743:-
97	REAL 9700 Coxit	Arthrodese trippelstoel met manuele Fixlyftomat	+ 1 230:-	
98	REAL 9800 Coxit EL	Arthrodese trippelstoel met elektrische Fixlyftomat		+ 3 720:-

## C Zithoekverstelling

C	Zithoekverstelling			
0	Zonder verstelling	Geen zithoekverstelling	standaard	standaard
1	Manuele verstelling (geen Coxit/EL)	Verstelling +15o/-8o (+ voorwaarts/-achterwaarts).	+ 163:-	
2	Crank verstelling	Crank +15o / -8o.	+ 316:-	+ 316:-
3	Gasveer	Gasveer +15o /-8 met hendel onder de stoel	+ 316:-	+ 316:-
4	Gasveer vanaf armluning	Gasveer +15o /-8 met hendel onder de armluning	+ 606:-	+ 606:-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15o / -8o.		+ 1 397:-
6	Speciaal zitframe i.c.m. C2 t/m C5	+23o / -23o. 3 standen instelbaar Bij de optie C2 t/m C6 komt de zithoogte 4 cm hoger uit.	+ 367:-	+ 367:-

## D Rug mechanisme t.b.v lage rugleuning

D	Rug mechanisme t.b.v lage rugleuning			
0	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	standaard	standaard
1	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 284:-	+ 284:-
2	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 313:-	+ 313:-
3	Elektrisch rug mechanisme	Elektrische verstelling*.		+ 1 373:-

## Rug mechanisme t.b.v hoge rugleuning

5	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 65:-	+ 65:-
6	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 349:-	+ 349:-
7	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 379:-	+ 379:-
8	Elektrisch rug mechanisme	Elektrische verstelling*.		+ 1 437:-

\* Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.

## E Wielen

E	Wielen			
0	Standaard, XL 100 mm	Voor alle type ondergrond	standaard	standaard
2	Extra makkelijk, SL 100 mm	Voor harde ondergrond	+ 210:-	+ 210:-
3	125 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+ 278:-	+ 278:-
4	150 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+ 278:-	+ 278:-
5	100 mm wiel extra breed	Voor zachte ondergrond	+ 204:-	+ 204:-

## F Zithoogte en rotatie

F	Zithoogte en rotatie			
0	Standaard zithoogte	Hoogte 45 - 65 cm (Manueel), 47 - 75 cm (EL).	standaard	standaard
1	Lage zithoogte	Hoogte 40 - 54 cm (Manueel), 40 - 60 cm (EL).	+ 0:-	+ 0:-
5	Standaard zithoogte, rotatie*	Rotatie blokkering met rotatie 360o	+ 145:-	+ 255:-
6	Lage zithoogte, rotatie*	Rotatie blokkering met rotatie 360o	+ 145:-	+ 255:-

\* Rotatie in combinatie met elektrische rem geeft extra meerprijs van 711

## G Zitkussen (breedte x diepte)

G	Zitkussen (breedte x diepte)	Rugsteun (breedte x diepte)	Armrest:		
0	Volwassen 44 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	standaard	standaard
1	Volwassen 48 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	+ 49:-	+ 49:-
2	Volwassen 44 x 43 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	+ 49:-	+ 49:-
3	Volwassen/kind 40 x 43 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	35 cm.	+ 49:-	+ 49:-
4	Volwassen/kind 40 x 39 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+ 49:-	+ 49:-
5	Kind 36 x 39 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+ 0:-	+ 0:-
6	Kind 33 x 35 cm	Laag 27x22 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+ 0:-	+ 0:-
7	Kind 36 x 43 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+ 0:-	+ 0:-
8	Kind 29 x 32 cm	Laag 23x20 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+ 0:-	+ 0:-
9	Volwassen/Kind 40 x 48 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+ 49:-	+ 49:-

## H Gebruikers gewicht

H	Gebruikers gewicht			
0	55 - 90 kg		standaard	standaard
1	< 55 kg		+ 48:-	+ 0:-
2	90 - 130 kg	Aanpassing voor een gewicht boven 130kg op aanvraag	+ 48:-	+ 0:-

# REAL 9000 ALT & ACCESSOIRES

## Bekleding

46	Standaard Grijs velours.	0:-
	<b>Alternatieven</b>	
41	Rood velours	0:-
42	Bruin velours	0:-
45	Blaauw velours	0:-
48	Zwart velours	0:-
31	Rood skai	47:-
32	Bruin skai	47:-
35	Blaauw skai	47:-
36	Grijs skai	47:-
38	Zwart skai	47:-
75	Blaauwe bekleding "Volwassen	82:-
81	Rode fun bekleding	82:-
85	Blaauwe fun bekleding	82:-
89	Gele fun bekleding	82:-

## Armsteun

70211381	Armsteun 35 cm, zwart skai, paar.	0:-
70212381	Armsteun 30 cm, zwart skai, paar.	0:-
70213381	Armsteun 25 cm, zwart skai, paar.	0:-
70214381	Armsteun 40 cm, zwart skai, paar.	49:-
70215381	Comfort, 35 cm, zwart skai, paar.	112:-
70216381	Comfort, 30 cm, zwart skai, paar.	112:-
70217381	Comfort, 25 cm, zwart skai, paar.	112:-
70218381	Comfort, 40 cm, zwart skai, paar.	161:-
70250001	Hemiplegie armsteun, rechts.	191:-
70250005	Hemiplegie armsteun, links.	191:-
70210000	Zonder armsteun, paar.	-120:-
243380	Ergomedic plus armsteun, rechts	191:-
243385	Ergomedic plus armsteun, links	191:-

## Alternatieve zittingen

155000	Zitting ergomedic(vlak) met memory foam	193:-
156000	Zitting ergomedic plus met memory foam	307:-

## Alternatieve rugkussens (BxH) i.c.m laag mech.

251002	Ergomedic plus 35x20	73:-
251000	Ergomedic plus 40x20	73:-

## Alternatieve rugkussens (BxH) i.c.m hoog mech.

D9	Extra hoge rug 42x43	119:-
251003	Ergomedic plus 35x43	101:-
251008	ErgoMedic plus 42x43	177:-
251009	Ergomedic plus 46x43	188:-
252005	Ergomedic plus met extra steun 30x34	441:-
252003	Ergomedic plus met extra steun 35x43	484:-
252008	Ergomedic plus met extra steun 42x43	504:-
252009	Ergomedic plus met extra steun 46x43	525:-

## Hoofd/Neksteun (voor de hoge rugsteun)

70343000	Verstelbaar met vlak kussen	338:-
70344000	Verstelbaar met gevormd kussen	442:-
70345000	Verstelbaar met ergomedic plus kussen	442:-

## Hoezen

7041XXX1	Zithoes	70:-
7047XXX0	Rughoes	70:-
7048XXX0	Hoes hoofd/steun	88:-
7090XXX0	Hoes abductieklos	88:-
70496XX0	Hoes zijkussens	135:-
70494XX0	Hoes zijpelotten	135:-
7041X660	Incontinentie hoes, zitting, grijs.	91:-

## Amputatiesteun

70521001	Amputatiesteun links,	328:-
70522001	Amputatiesteun rechts,	328:-

## Duwhendels

70600002	Duwbeugel, verstelbaar.	328:-
70600006	Duwbeugel H-frame, verstelbaar.	328:-
70600010	Duwhendel, verstelbaar	328:-

## Voetring

70541005	Voetring 1/4, opklapbaar.	183:-
70541101	Voetring 1/4, afneembaar	75:-
70541121	Voetring 1/8, rechts	183:-
70541131	Voetring 1/8, links	183:-

## Heupgordel (met bevestiging)

70350110	Heupgordel S, 51-71 cm.	140:-
70350120	Heupgordel M, 63-83 cm.	140:-
70350130	Heupgordel L, 83-103 cm.	140:-

## Knie Steun (voor montage op de beensteun)

70556382	Knie steun 15x8 cm, zwart skai, paar.	538:-
----------	---------------------------------------	-------

## Abductieklos

70321001	Abductieklos L 15 cm.	387:-
70322001	Abductieklos S 11 cm.	387:-

## Beensteunen met voetsteunen

70551112	Medic gedeelde voetenplank S, 18-24 cm,	534:-
70551122	Medic gedeelde voetenplank M, 23-32 cm,	534:-
70551132	Medic gedeelde voetenplank L, 28-41 cm,	534:-
70551142	Medic gedeelde voetenplank XL, 38-51 cm,	570:-
70551151	Medic voetenplank, S, 18-24 cm.	534:-
70551161	Medic voetenplank M, 23-32 cm.	534:-
70551171	Medic voetenplank L, 28-41 cm.	534:-
70551181	Medic voetenplank XL, 38-51 cm.	570:-
802075	Adapter beensteunen, Links	186:-
802076	Adapter beensteunen, Rechts	186:-
990002	Beensteun, links	267:-
990001	Beensteun, rechts	267:-
990012	Comfort beensteun, links	510:-
990011	Comfort beensteun, rechts	510:-
70552181	Centrale voetensteun opklapbaar.	375:-

## Onderstelverlengers

71120010	Frame verlengers, paar.	105:-
71120030	Verlengers H-frame, paar.	105:-

## Zijkussens verstelbaar (bxh)

70304001	Zijkussens 28x8 cm, paar.	381:-
70301001	Zijkussens 24x14 cm, paar.	381:-
70303001	Zijkussens 30x16 cm, paar.	381:-

## Werkblad (montage op de linker armsteun)

70601000	Werkblad, 60x45 cm.	639:-
----------	---------------------	-------

## Zijpelotten (voor montage op de hoge rugsteun)

70316001	Zijpelotten standaard 15x13 cm, paar.	349:-
70313001	Zijpelotten rond boog 15x13 cm, paar.	349:-
70319001	Zijpelotten, hoog/diep/hoek instelbaar	708:-

## Rem accessoires

70510020	Grote bal 5 cm	17:-
70510500	Voet rem pedaal	81:-
70510700	Kruis voor remhendel	55:-
800883	Remhandel van 45 cm	36:-
801596	Joystick voor elektrische stoel	486:-
801632	Elektrische bediening in aparte box	237:-
70515000	Elektrische rem.	1401:-
801100	Adapter voor elektrische rem icm rotatie	711:-
801832	Remhendeladapter	77:-

# REAL 9200 TWIN/EL



REAL 9200 REAL 9200 EL

AB	CDEF	GH
9	2	

## AB MODEL

92	REAL 9200 TWIN EL	Werk/tripfelstoel dubbele fixlyftomat	Euro's + 7 865:-
92	REAL 9200 TWIN	Werk/tripfelstoel dubbele gasveer	+ 4 257:-

## C Zithoekverstelling

0	Zonder zithoekverstelling	Geen zithoekverstelling mogelijk	Standaard
---	---------------------------	----------------------------------	-----------

## Hoge rugsteun

5	Dubbele stand. rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	Standaard
6	Dubbele medic rug mechanisme	Grotere diepte instelling	+ 601:-

## E Wielen

0	Standaard, XL 100 mm	Voor alle type ondergrond	Standaard
2	Extra makkelijk	Voor harde ondergrond	+ 210:-

## F Zithoogte

0	Standaard zithoogte	Hoogte 48 - 68 cm (Manueel), 50 - 78 cm (EL)	Standaard
1	Lage zithoogte	Hoogte 43 - 57 cm (Manueel), 43 - 63 cm (EL)	+ 0:-

## G Zitkussen

	Zitkussen	Rugsteun (b x h):	Armsteunen	
0	Volwassen 52x45 cm	46 x 43 cm	35 cm	Standaard
1	Volwassen 62x45 cm	56 x 43 cm	35 cm	+ 56:-
2	Volwassen 72x45 cm	66 x 43 cm	35 cm	+ 112:-
3	Volwassen 52x50 cm	46 x 43 cm	35 cm	+ 0:-
4	Volwassen 62x50 cm	56 x 43 cm	35 cm	+ 56:-
5	Volwassen 72x50 cm	66 x 43 cm	35 cm	+ 112:-
6	Volwassen 52x40 cm	46 x 43 cm	35 cm	+ 0:-
7	Volwassen 62x40 cm	56 x 43 cm	35 cm	+ 56:-
8	Volwassen 72x40 cm	66 x 43 cm	35 cm	+ 112:-

## H Gebruikers gewicht

0	0 - 250 kg voor Elektrisch	Altijd gebruikers gewicht toevoegen	Standaard
3	0 - 180 kg voor Manueel	Altijd gebruikers gewicht toevoegen	Standaard

## 9200 ALT & ACCESSOIRES

### Bekleding

Standaard			
46	Grijs velours	0:-	
Alternatieve			
41	Rood velours	0:-	31 Rood skai 70:-
42	Bruin velours	0:-	32 Bruin skai 70:-
45	Blauw velours	0:-	35 Blauw skai 70:-
48	Zwart velours	0:-	36 Grijs skai 70:-
			38 Zwart skai 70:-

### Voet ondersteuning

802045	Voetring incl frame verlengers	415:-
802075	Adapter beensteunen, links	186:-
802076	Adapter beensteunen, rechts	186:-
990002	Beensteun, links	267:-
990001	Beensteun, rechts	267:-
990012	Comfort beensteun, links	510:-
990011	Comfort beensteun, rechts	510:-

### Armsteunen

70225381	Armsteun 35 cm, zwart skai, paar.	0:-
70226381	Armsteun 30 cm, zwart skai, paar.	0:-
70217381	Armsteun 25 cm, zwart skai, paar.	0:-
70228381	Armsteun 40 cm, zwart skai, paar.	49:-

### Rem accessoires

70510020	Grote bal 5 cm	17:-
70510700	Kruis voor remhandel	55:-
802012	Elektrische rem voor 9200	1 748:-
801632	Elektrische bediening in aparte box	237:-
801596	Joystick voor 9200	486:-

### Incontinentie hoës

45066X	Zitting hoës incontinentie	178:-
--------	----------------------------	-------

# REAL 9500/9600 EL



AB	CDEF	GH
9	2	

## AB MODEL

95	REAL 9500	Sta-stoel met H-frame.Manuele Fixlyftomat	Manueel 1 597:-	Elektrisch
96	REAL 9600 EL	Sta-stoel met H-frame.Elekt. Fixlyftomat		3 725:-

## C Zithoekverstelling

2	Crank verstelling	Verstelling +15 graden/-8 graden	Standaard	Standaard
---	-------------------	----------------------------------	-----------	-----------

## D Rug mechanisme t.b.v lage rugleuning

0	Standaard Rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	Standaard	Standaard
1	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 284:-	+ 284:-

## Rug mechanisme t.b.v hoge rugleuning

5	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 65:-	+ 65:-
6	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 349:-	+ 349:-

## E WIELEN

0	Standaard, XL 100 mm	Voor alle type ondergrond	Standaard	Standaard
2	Extra makkelijk, SL 100 mm	Voor harde ondergrond	+ 210:-	+ 210:-

## F ZITHOOGTE EN ROTATIE

0	Standaard zithoogte	Manueel 60 - 80 cm. Elektrisch 62 - 90 cm.	Standaard	Standaard
1	Lage zithoogte	Manueel 55 - 71 cm. Elektrisch 55 - 75 cm.	+ 0:-	+ 0:-
5	Standaard zithoogte, rotatie	Rotatie blokkering met rotatie 360 graden	+ 145:-	
6	Lage zithoogte, rotatie	Rotatie blokkering met rotatie 360 graden	+ 145:-	

## G ZITTINGEN

	ZITTINGEN	(breedtexdiepte)	Rugsteun (BxH):	Armsteunen:		
0	Zadel zitting Ergomedic	40 x 36 cm	Laag 33x26 cm, hoog 33x36 cm.	35 cm.	Standaard	Standaard
1	Zadel zitting Medic	40 x 36 cm	Laag 33x26 cm, hoog 33x36 cm.	35 cm.	+ 0:-	+ 0:-
2	Zadel zitting vlak	36 x 36 cm	Laag 33x26 cm, hoog 33x36 cm.	35 cm.	+ 0:-	+ 0:-
3	Zadel zitting vlak	41 x 41 cm	Laag 33x26 cm, hoog 33x36 cm.	35 cm.	+ 0:-	+ 0:-

## H GEBRUIKERS GEWICHT

0	55 - 90 kg	Standaard	Standaard
1	< 55 kg	+ 48:-	+ 0:-
2	90 - 130 kg	+ 48:-	+ 0:-

## 9500 9600 EL ALT & ACCESSOIRES

### Bekleding

Standaard			
46	Grijs velours	0:-	
Alternatieve			
41	Rood velours	0:-	31 Rood skai 47:-
42	Bruin velours	0:-	32 Bruin skai 47:-
45	Blauw velours	0:-	35 Blauw skai 47:-
48	Zwart velours	0:-	36 Grijs skai 47:-
			38 Zwart skai 47:-

### Armsteunen

70211381	Armsteun 35 cm, zwart skai, paar.	0:-
70212381	Amsteun 30 cm, zwart skai, paar.	0:-
70213381	Armsteun 25 cm, zwart skai, paar.	0:-
70215381	Comfort, 35 cm, zwart skai, paar.	112:-
70216381	Comfort, 30 cm, zwart skai, paar.	112:-
70217381	Comfort, 25 cm, zwart skai, paar.	112:-
	Zadel zitting met memory foam	194:-
231XX1	Extra lage rugsteun 33x16 cm	0:-

### Rem accessoires

70510020	Grote bal 5 cm	17:-
70510500	Voet rem pedaal	81:-
70510700	Kruis voor remhendel	55:-
70515000	Elektrische rem voor 9600	1 401:-
801632	Elektrische bediening in aparte box	237:-
801596	Joystick voor 9600	486:-

### Heupgordel (met bevestiging)

70350110	Heupgordel S, 51-71 cm.	140:-
70350120	Heupgordel M, 63-83 cm.	140:-
70350130	Heupgordel L, 83-103 cm.	140:-

### Duwhandel

70600006	Duwbeugel H-frame, verstelbaar.	328:-
----------	---------------------------------	-------

### Incontinentie hoes

39266X	Zadel hoes 40x36, incontinentie	91:-
40066X	Rugsteun hoes met incontinentie	91:-

Prijzen zijn excl. BTW. Prijzen en specificaties kunnen veranderen zonder waarschuwing vooraf

# REAL 6100 MOBIL



REAL 6100

AB	CDEF	GH
60		

## AB Model

60	REAL MOBIL 6100	Elektrische binnenrolstoel, excl Accu's en excl Lader	+ 5 998:-
----	-----------------	---	-----------

## C Zithoekverstelling

0	Zonder zithoekverstelling		Standaard
2	Crank verstelling	Crank +15o / -8o.(+ voorwaarts / - achterwaarts)	+ 349:-
3	Gasveer	Gasveer +15o / -8o met hendel onder de stoel	+ 349:-
4	Gasveer vanaf armlenning	Gasveer +15o /-8 met hendel onder de armlenning	+ 822:-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15o / -8o.	+ 1 397:-
6	Speciaal zitframe i.c.m. C2 t/m C5	+23o / -23o. 3 standen instelbaar	+ 367:-

## D Mechanisme t.b.v lage rugleuning

0	Standaard rug mechanisme		Standaard
1	Medic rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 284:-
2	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 313:-
3	Elektrisch rug mechanisme	Elektrische verstelling*. * Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.	+ 1 373:-

## Mechanisme t.b.v hoge rugleuning

5	Standaard rug mechanisme		Standaard
6	Medic rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 284:-
7	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 313:-
8	Elektrisch rug mechanisme	Elektrische verstelling*. * Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.	+ 1 373:-

## E Beenopvang

0	Standaard, opklapbare voetenplank	Afstand van zitting tot beensteun 38-54 cm.	Standaard
9	Alternatieven	Zie prijslijst van alternatieven	Zie lijst

## F Zithoogte

		Met zithoek +4 cm.	
0	Standaard	Vaste buis	Standaard
3	Hoge zithoogte elektrisch	Elektrische Fixlyftomat 49 - 77 cm	+ 2 950:-
4	Lage zithoogte elektrisch	Elektrische Fixlyftomat 44 - 64 cm	+ 2 950:-

## G Zitkussen Ergomedic Plus

		Rugsteun (b x h):	Armrest:		
0	Volwassen	44 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 42x43 cm.	35 cm.	Standaard
1	Volwassen	48 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 42x43 cm.	35 cm.	+ 49:-
2	Volwassen	44 x 43 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 42x43 cm.	35 cm.	+ 49:-
3	Volwassen/kind	40 x 43 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	35 cm.	+ 49:-
4	Volwassen/kind	40 x 39 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+ 49:-
5	Kind	36 x 39 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+ 0:-
6	Kind	33 x 35 cm	Laag 27x22 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+ 0:-
7	Kind	36 x 43 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+ 0:-
8	Kind	29 x 32 cm	Laag 23x20 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+ 0:-
9	Volwassen/Kind	40 x 48 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+ 49:-
10	Arthrodese zitting G0 t/m G3, G9		Arthrodese zitting inclusief verstel mechanisme		+ 577:-

## H Gebruikers gewicht

0	55 - 90 kg		Standaard
1	< 55 kg		+ 0:-
2	90 - 130 kg	Aanpassing voor een gewicht boven 130kg op aanvraag	+ 0:-

# REAL 6100 MOBIL ALT & ACCESSOIRES

## Bekleding

	<b>Standaard</b>	
46	Grijs velours.	0:-
	<b>Alternatieven</b>	
41	Rood velours	0:-
42	Bruin velours	0:-
45	Blauw velours	0:-
48	Zwart velours	0:-
31	Rood skai	47:-
32	Bruin skai	47:-
35	Blauw skai	47:-
36	Grijs skai	47:-
38	Zwart skai	47:-

## Armsteun, icm lengte verstelbare stuurkast

70225381	Armsteun 35 cm, zwart skai, paar. In hoogte en breedte verstelbaar.	0:-
70226381	Armsteun 30 cm, zwart skai, paar. In hoogte en breedte verstelbaar.	0:-
70228381	Armsteun 40 cm, zwart skai, paar. In hoogte en breedte verstelbaar.	49:-
70225181	Armsteun 35 cm, zwart leer, paar. In hoogte en breedte verstelbaar.	193:-
70226181	Armsteun 30 cm, zwart leer, paar. In hoogte en breedte verstelbaar.	193:-
70220000	Armleggers Wegklapbaar icm weg klapbare stuurkast	271:-

## Accu's en laders

86071900	Set accu's, standaard, HP 24Ah-12V.	302:-
800061	Accu lader Mentzer Mobil C-124-3.	675:-

## Hoezen

70470000	Rugsteun hoes	70:-
70440000	Zitting hoes, voor zitting met memoryfoam	91:-
70410660	Incontinentie hoes, mobil zitting	91:-
70480000	Standaard neksteun hoes	88:-
70485000	Gevormde neksteun hoes	88:-

## Amputatiesteun (alternatief voor standaard beensteun, kan gebruikt worden in combinatie met Medic beensteun)

70521001	Amputatiesteun links	328:-
70522001	Amputatiesteun rechts	328:-

## Heupgordel (met bevestiging)

70350110	Heupgordel S, 51-71 cm.	140:-
70350120	Heupgordel M, 63-83 cm.	140:-
70350130	Heupgordel L, 83-103 cm.	140:-

## Kniesteun (voor bevestiging op de Medic beensteun)

70556382	Kniesteun 15x8 cm, zwart skai, paar.	538:-
----------	--------------------------------------	-------

## Beenopvang met voetsteunen (alternatief voor standaard voetenplank)

70551112	Medic gedeelde voetenplank S, 18-24 cm, paar.	534:-
70551122	Medic gedeelde voetenplank M, 23-32 cm, paar.	534:-
70551132	Medic gedeelde voetenplank L, 28-41 cm, paar.	534:-
70551142	Medic gedeelde voetenplank XL, 38-51 cm, paar.	570:-
70551151	Medic voetenplank, S, 18-24 cm.	534:-
70551161	Medic voetenplank M, 23-32 cm.	534:-
70551171	Medic voetenplank L, 28-41 cm.	534:-
70551181	Medic voetenplank XL, 38-51 cm.	570:-
802075	Adapter beensteun, links	186:-
802076	Adapter beensteun, rechts	186:-
990002	Beensteun, links	267:-
990001	Beensteun, rechts	267:-
990012	Comfort beensteun, links	510:-
990011	Comfort beensteun, rechts	510:-
990990	Opklap systeem voetenplank	360:-
990050	Elektrische beensteunen, per paar	4124:-

## Hoofd/Neksteun (voor de hoge rugsteun)

70343000	Hoofd/neksteun verstelbaar met vlak kussen	338:-
70344000	Hoofd/neksteun verstelbaar met gevormd kussen	442:-
70345000	Hoofd/neksteun verstelbaar met ergomedic plus kussen	442:-

## Zijkussens, verstelbaar in breedte en hoogte (voor montage op vaste armsteunen, bxh)

70304001	Zijkussens 28x8 cm, grijs velours, paar.	381:-
70301001	Zijkussens 24x14 cm, grijs velours, paar.	381:-
70303001	Zijkussens 30x16 cm, grijs velours, paar.	381:-

## Zijpelotten (voor montage op de hoge rugsteun)

70316001	Zijpelotten standaard 15x13 cm, paar.	349:-
70313001	Zijpelotten rond boog 15x13 cm, paar.	349:-
70319001	Zijpelotten, hoog/diep/hoek instelbaar	708:-

## Zitting

155000	Zitting ergomedic(vlak) met memory foam	193:-
156000	Zitting ergomedic plus met memory foam Ergo	307:-

# REAL 2000

AB	C	D	E	F	G	H
2						



REAL 2001



REAL 2011



REAL 2014



REAL 2015



REAL 2621



REAL 2624

## REAL 2001

### Sta-stoel met ronde zitting

Met lyftomat, ronde zitting 35 cm en rugsteun 33x16 cm (bxh).  
Zwarte basis, 42,5x42,5 cm met glij buttons.

20010000  
20010100

REAL 2001. Sta-stoel met glij buttons, zit-hoogte, 54-74 cm.  
REAL 2001-1. Sta-stoel met glij buttons, zit-hoogte, 64-84 cm.

633:-  
633:-

## REAL 2010

### Sta-stoel met zadel zitting

Met lyftomat, zadel zitting 36x36 cm en rugsteun 33x26 cm (bxh).  
Zwarte basis, 42,5x42,5 cm met glij buttons.

20100000  
20100100

REAL 2010. Sta-stoel met glij buttons, zit-hoogte, 60-80 cm.  
REAL 2010-1. Sta-stoel met glij buttons, zit-hoogte, 70-90 cm.

668:-  
668:-

## REAL 2011

### Sta-stoel met zadel zitting en manuele zithoekverstelling

Met lyftomat, zadel zitting 36x36 cm met manuele zithoekverstelling en rugsteun 33x26 cm (bxh).  
Zwarte basis, 42,5x42,5 cm met glij buttons en rotatieblokkering.

20110000  
20110100

REAL 2011. Sta-stoel met glij buttons, zit-hoogte, 60-80 cm.  
REAL 2011-1. Sta-stoel met glij buttons, zit-hoogte, 70-90 cm.

811:-  
811:-

## REAL 2014

### Sta-stoel met 75 mm wielen en voetrem. Zadel zitting met manuele zithoekverstelling

Met lyftomat, zadel zitting 36x36 cm met manuele zithoekverstelling en rugsteun 33x26 cm (bxh).  
Zwarte basis, 43x43 cm met 75 mm wielen en voetrem.

20140000  
20140100

REAL 2014. Sta-stoel met 75 mm wielen en voetrem, zit-hoogte, 60-80 cm.  
REAL 2014-1. Sta-stoel met 75 mm wielen en voetrem, zit-hoogte, 70-90 cm.

1 047:-  
1 047:-

## REAL 2015

### Sta-stoel met 75 mm wielen en handrem. Zadel zitting en manuele zithoekverstelling

Met lyftomat, zadel zitting 36x36 cm met manuele zithoekverstelling en rugsteun 33x26 cm (bxh).  
Zwarte basis, 43x43 cm met 75 mm wielen en handrem.

20150000  
20150100

REAL 2015. Sta-stoel met 75 mm wielen en handrem, zit-hoogte, 60-80 cm.  
REAL 2015-1. Sta-stoel met 75 mm wielen en handrem, zit-hoogte, 70-90 cm.

1 021:-  
1 021:-

## Maag/borststeun sta-stoel

### REAL 2621

#### Maag/borststeun sta-stoel met zadel zitting en manuele zithoekverstelling

Met lyftomat, zadel zitting 40x36 cm met manuele zithoekverstelling en maag/borststeun 27x23 cm (bxh).  
Zwarte basis 42,5x42,5 cm met glij buttons en rotatieblokkering.

26210000  
26210100

REAL 2621. Maag/borststeun sta-stoel met glij buttons, zit-hoogte 60-80 cm.  
REAL 2621-1. Maag/borststeun sta-stoel met glij buttons, zit-hoogte 70-90 cm.

721:-  
721:-

### REAL 2624

#### Maag/borststeun sta-stoel met wielen en voetrem. Zitting en manuele zithoekverstelling.

Met lyftomat, zadel zitting 40x36 cm met manuele zithoekverstelling en maag/borststeun 27x23 cm (bxh).  
Zwarte basis 43x48 met 75 mm wielen en voetrem.

26240000  
26240100

REAL 2624. Maag/borststeun sta-stoel met 75 mm wielen/voetrem, zit-hoogte, 60-80 cm.  
REAL 2624-1. Maag/borststeun sta-stoel met 75 mm wielen/voetrem, zit-hoogte, 70-90 cm.

1 165:-  
1 165:-

# REAL 2000 ALT & ACCESSOIRES

## Bekleding

	Standaard	
46	Grijs velours.	+ 0:-
	<b>Alternatieven</b>	
41	Rood velours	+ 0:-
42	Bruin velours	+ 0:-
45	Blauw velours	+ 0:-
48	Zwart velours	+ 0:-
31	Rood skai	+ 47:-
32	Bruin skai	+ 47:-
35	Blauw skai	+ 47:-
36	Grijs skai	+ 47:-
38	Zwart skai	+ 47:-

## Alternatieven voor glij buttons

801375	Wiel gevormde glij voeten.	+ 54:-
800907	Door gewicht geremde wielen, 50 mm.	+ 88:-
800912	Wielen 50 mm met rem	+ 43:-

## Alternatieven voor ronde zitting

190xx1	Ronde zitting 40 cm.	+ 0:-
190xx0	Ronde zitting 35 cm.	+ 0:-

## Rotatiedeblokking, 2014-2015-2624

26-F4	Rotatiedeblokking 2014-2015-2624	+194:-
-------	----------------------------------	--------

## Alternatieven zittingen

191xx0	Zadel zitting 36x36 cm.	+ 0:-
191xx1	Zadel zitting 41x41 cm.	+ 0:-
192xx0	Zadel zitting Medic 40x36 cm.	+ 34:-
	Zadel zitting met memory foam, alle zittingen	+194:-

## Alternatieven maag/borststeun

230xx1	Maag/borststeun laag low 33x16 cm.	+ 0:-
--------	------------------------------------	-------

## Armsteunen voor sta-stoelen

70263380	Armsteunen 25 cm, zwart skai, paar.	315:-
----------	-------------------------------------	-------

## Voetring voor sta-stoelen 2014/2015

801610	Voetring 1/4 afneembaar	48:-
801611	Voetring 1/4 afneembaar 2001/2011/2621	48:-

## Covers

391xx0	Hoes zadel zitting, 36x36 cm.	70:-
391xx1	Hoes zadel zitting, 41x41 cm.	70:-
392xx0	Hoes zadel zitting, Medic 40x36 cm.	70:-
390xx0	Hoes ronde zitting, 35 cm.	70:-
390xx1	Hoes ronde zitting, 40 cm.	70:-
70479xx0	Hoes rugsteun, 33x16 cm.	70:-
400xx3	Hoes rugsteun, 33x26 cm.	70:-
478xx0	Hoes maag/borststeun, 27x23 cm.	70:-
70479xx0	Hoes maag/borststeun, 33x16 cm.	70:-

## Onderdelen

### Glij buttons, wiel gevormde glij voeten en wielen

801614	Glij buttons voor sta-stoel.	6:-
801375-lg	Wiel gevormde glij voeten	15:-
800908	Bevestiging voor wiel gevormde glij voet	22:-
801283	Wielen 50 mm, geremd door gewicht.	24:-
801636	Wielen 75 mm.	43:-
800912-lg	Wielen 50 mm met rem	12:-

## Zittingen

191xx0	Zadel zitting 36x36 cm.	157:-
191xx1	Zadel zitting 41x41 cm.	200:-
192xx0	Zadel zitting Medic 40x36 cm.	185:-
190xx0	Zitting rond 35 cm.	98:-
190xx1	Zitting rond 40 cm.	98:-
801152	Handel voor zithoekverstelling	21:-

## Maag/borststeun

231xx0	Maag/borststeun Medic 27x23 cm	127:-
230xx1	Maag/borststeun laag 33x16 cm	127:-

## Rugsteun

230xx1	Rugsteun 33x16 cm.	127:-
210xx2	Rugsteun 33x26 cm.	127:-

AB	CDEF	GH
9		

# REAL SPIDER

## AB MODEL

90	REAL 9000 Spider	Trippelstoel met zithoogte vanaf 17 cm	Euro's	+ 1 198,-
----	------------------	--	--------	-----------

## C Zithoekverstelling

		Alleen mogelijk vanaf zithoogte 35 cm	
0	Zonder verstelling	Geen zithoekverstelling	standaard
2	Crank verstelling	Crank +15° / -8°.	+ 316,-
3	Gasveer	Gasveer +15° /-8° met hendel onder de stoel	+ 316,-
4	Gasveer vanaf armléuning	Gasveer +15° /-8° met hendel onder de armléuning	+ 606,-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15° / -8°.	+ 1 397,-
6	Speciaal zitframe i.c.m. C2 t/m C5	+23° / -23°. 3 standen instelbaar	+ 367,-

## D Rug mechanisme t.b.v lage rugléuning

0	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	standaard
1	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 284,-

### Rug mechanisme t.b.v hoge rugléuning

5	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 65,-
6	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 349,-

## E Wielen

0	Standaard, XL 100 mm	Voor alle type ondergrond	standaard
2	Extra makkelijk, SL 100 mm	Voor harde ondergrond	+ 210,-
5	Brede 100 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+ 204,-

## F Zithoogte

0	Manueel	Hoogte 17 - 27 cm	standaard
1	Manueel	Hoogte 25 - 35 cm	+ 0,-
2	Gasveerverstelling	Hoogte 35 - 49 cm	+ 0,-
3	Elektrische verstelling	Hoogte 35 - 55 cm	+ 2 182,-

## G Zitkussen (breedte x diepte)

		Rugsteun (breedtexdiepte)	Armrest:	
0	Maat	29 x 32 cm	Laag 23x20 cm, Hoog 23x27 cm.	35 cm. standaard
1	Maat	33 x 35 cm	Laag 27x22 cm, Hoog 27x32 cm.	35 cm. + 0,-
2	Maat	36 x 39 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	35 cm. + 0,-
3	Maat	36 x 43 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	35 cm. + 0,-

Zittingen kunnen zonder meerprijs worden uitgevoerd in hout, ergomedic plus of slim (dun bepolsterd)

## H Gebruikers gewicht

1	< 55 kg	Gebruikers gewicht 0-55 kg	+ 0,-
---	---------	----------------------------	-------

# SPIDER ALT & ACCESSOIRES

## Bekleding

46	Standaard Grijs velours.	0:-
Alternatieven		
41	Rood velours	0:-
42	Bruin velours	0:-
45	Blauw velours	0:-
48	Zwart velours	0:-
31	Rood skai	47:-
32	Bruin skai	47:-
35	Blauw skai	47:-
36	Grijs skai	47:-
38	Zwart skai	47:-
75	Blauwe bekleding "Volwassen	82:-
81	Rode fun bekleding	82:-
85	Blauwe fun bekleding	82:-
89	Gele fun bekleding	82:-

## Armsteun

70211381	Armsteun 35 cm, zwart skai, paar.	0:-
70212386	Armsteun 30 cm, zwart skai, paar.	0:-
70213386	Armsteun 25 cm, zwart skai, paar.	0:-
70230100	Houten armleggers verstelbaar prijs	249:-
70230105	Houten armleggers vaste buis prijs	96:-
70215381	Comfort, 35 cm, zwart skai, paar.	112:-
70216381	Comfort, 30 cm, zwart skai, paar.	112:-
70217381	Comfort, 25 cm, zwart skai, paar.	112:-
70210000	Zonder armsteunen, paar.	-120:-

## Alternatieve zittingen

155000	Zitting met memory foam	193:-
156000	Ergomedic plus mer memory foam	307:-

## Alternatieve rugkussens (BxH) icm laag mech

251002	Ergomedic plus 35x20	73:-
253000	Ergomedic plus 23x20	81:-

## Alternatieve rugkussens (BxH) icm hoog mech

251464	Ergomedic plus 25x34 cm	101:-
251465	Ergomedic plus 30x34 cm	136:-
253461	Ergomedic plus 23x27 cm	101:-
252465	Ergomedic plus met extra steun 30x34 cm	441:-

## Hoofd/Neksteun (voor de hoge rugsteun)

70343000	Verstelbaar met vlak kussen	338:-
70344000	Verstelbaar met gevormd kussen	442:-
70345000	Verstelbaar met ergomedic plus kussen	442:-

## Hoezen

7041XXX1	Zithoes	70:-
7047XXX0	Rughoes	70:-
7048XXX0	Hoes hoofd/steun	88:-
70490XX0	Hoes abductieklos, Large	88:-
70496XX0	Hoes zijkussens	135:-
70494XX0	Hoes zijpelotten	135:-
7041X660	Incontinentie hoes, zitting, grijs.	91:-

## Amputatiesteun

70521001	Amputatiesteun links,	328:-
70522001	Amputatiesteun rechts,	328:-

## Duwbeugel

70600002	Duwbeugel spider, verstelbaar.	328:-
----------	--------------------------------	-------

## Heupgordel (met bevestiging)

70350110	Heupgordel S, 51-71 cm.	140:-
70350120	Heupgordel M, 63-83 cm.	140:-
70350130	Heupgordel L, 83-103 cm.	140:-

## Abductieklos

70321001	Abductieklos L 15 cm.	387:-
70322001	Abductieklos S 11 cm.	387:-

## Beensteunen met voetsteunen

70551112	Medic gedeelde voetenplank S, 18-24 cm,	534:-
70551122	Medic gedeelde voetenplank M, 23-32 cm,	534:-
70551132	Medic gedeelde voetenplank L, 28-41 cm,	534:-
70551151	Medic voetenplank, S, 18-24 cm.	534:-
70551161	Medic voetenplank M, 23-32 cm.	534:-
70551171	Medic voetenplank L, 28-41 cm.	534:-
70552181	Centrale voetensteun opklapbaar.	375:-

## Onderstelverlengd

803296	Verlengd Spider onderstel.	105:-
--------	----------------------------	-------

## Zijkussens verstelbaar (BxH)

70304001	Zijkussens 28x8 cm, paar.	381:-
70301001	Zijkussens 24x14 cm, paar.	381:-
70303001	Zijkussens 30x16 cm, paar.	381:-
70305001	Zijkussens 15x8 cm, paar	381:-

## Zijpelotten (voor montage op de hoge rugsteun)

70316001	Zijpelotten standaard 15x13 cm, paar.	349:-
70313001	Zijpelotten rond boog 15x13 cm, paar.	349:-

## Rem accessoires

70510020	Grote bal 5 cm	17:-
70510700	Kruis voor remhandel	55:-
800883	Remhandel van 45 cm	36:-
801596	Joystick voor elektrische stoel	486:-
801632	Elektrische bediening in aparte box	237:-
70515000	Elektrische rem.	1401:-
801100	Adapter voor elektrische rem icm rotatie	711:-
990400	Remhendel slag verstelling	88:-

# REAL 7000

AB	CDEF	GH
9		

## AB MODEL

90	REAL 7000 Standaard	Rolstoel met manuele Fixlyftomat / Elektrische rem	Euro's	+2 796:-
91	REAL 7100	Rolstoel met elektrische Fixlyftomat / Elektrische rem		+4 977:-

## C Zithoekverstelling

0	Zonder verstelling	Geen zithoekverstelling	standaard	standaard
1	Manuele verstelling (geen Coxit/EL)	Verstelling +15o/-8o (+ voorwaarts/-achterwaarts).	+ 163:-	
2	Crank verstelling	Crank +15o / -8o.	+ 316:-	+ 316:-
4	Gasveer vanaf armluning	Gasveer +15o /-8 Hendel onder de armluning	+ 606:-	+ 606:-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15o / -8o.		+ 1 397:-
6	Speciaal zitframe i.c.m. C2 t/m C5	Gasveer +23o / -23o. 3 standen instelbaar Bij de optie C2 t/m C6 komt de zithoogte 2 cm hoger uit.	+ 367:-	+ 367:-

## D Standaard rug mechanisme

0	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	standaard	standaard
1	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 284:-	+ 284:-
2	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 313:-	+ 313:-
3	Elektrische rug mechanisme	Elektrische verstelling*. * Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.		+ 1 373:-

## Hoog rug mechanisme

5	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 65:-	+ 65:-
6	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+ 349:-	+ 349:-
7	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 379:-	+ 379:-
8	Elektrische rug mechanisme	Elektrische verstelling*. * Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.		+ 1 437:-

## E Wielen

0	Standaard, XL 100 mm	Voor alle type ondergrond	standaard	standaard
2	Extra makkelijk, SL 100 mm	Voor harde ondergrond	+ 210:-	+ 210:-
3	125 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+ 278:-	+ 278:-
4	150 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+ 278:-	+ 278:-
5	100 mm wiel extra breed	Voor zachte ondergrond	+ 204:-	+ 204:-
6	Easy weels	Hoepel wielen, mechanisch bekrachtigd	+ 1 418:-	+ 1 418:-

## F Zithoogte en rotatie

0	Standaard zithoogte	Hoogte 45 - 65 cm (Manueel), 47 - 75 cm (EL).	Standaard	Standaard
1	Lage zithoogte	Hoogte 40 - 54 cm (Manueel), 40 - 60 cm (EL).	+0:-	+0:-

## G Zitkussen

	Zitkussen (BxD)	Rugsteun (BxH)	Armsteunen		
0	Volwassen 44 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	Standaard	Standaard
1	Volwassen 48 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	+49:-	+49:-
2	Volwassen 44 x 43 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	+49:-	+49:-
3	Volwassen/kind 40 x 43 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	35 cm.	+49:-	+49:-
4	Volwassen/kind 40 x 39 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+49:-	+49:-
5	Kind (7-12 jaar) 36 x 39 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+0:-	+0:-
6	Kind (3-7 jaar) 33 x 35 cm	Laag 27x22 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+0:-	+0:-
7	Kind (7-15 jaar) 36 x 43 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+0:-	+0:-
8	Kind 29 x 32 cm	Laag 23x20 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+ 0:-	+ 0:-
9	Volwassen/Kind 40 x 48 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+ 49:-	+ 49:-

## H Gebruikers gewicht

0	55 - 90 kg		Standaard	Standaard
1	< 55 kg		48:-	0:-
2	90 - 130 kg	Aanpassing voor een gewicht boven 130kg op aanvraag	48:-	0:-

Prijzen zijn excl. BTW. Prijzen en specificaties kunnen veranderen zonder waarschuwing vooraf

# REAL KARMEN

AB	CDEF	GH
9:K		

## AB MODEL

9K REAL KARMEN, Verpleegstoel met vaste voetrem.

Euro's

+ 850:-

## C Zithoekverstelling

0	Zonder zithoekverstelling		Standaard
2	Crank verstelling	Crank +15° / -8° (+ voorwaarts / - achterwaarts)	+ 349:-
3	Gasveer	Gasveer +15° / -8° met hendel onder de stoel	+ 349:-
4	Gasveer vanaf armleuning	Gasveer +15° / -8° met hendel onder de armleuning	+ 822:-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15° / -8°	+ 1 397:-
6	Speciaal zitframe i.c.m. C2 t/m C5	+23° / -23°. 3 standen instelbaar	+ 367:-

## Mechanisme t.b.v hoge rugleuning

5	Vaste Standaard rug mechanisme incl. Duwhendel	Standaard
---	--	-----------

## F Zithoogte

### Met zithoek +4 cm.

0	Standaard	Vaste buis	Standaard
1	Hoge zithoogte manueel (gasveer)	Hoogte 45 - 65 cm	+ 156:-
2	Lage zithoogte manueel (gasveer)	Hoogte 40 - 54 cm	+ 156:-
3	Hoge zithoogte elektrisch	Elektrische Fixlyftomat 49 - 77 cm	+ 2 338:-
4	Lage zithoogte elektrisch	Elektrische Fixlyftomat 44 - 64 cm	+ 2 338:-

## G Zitkussen Ergomedic. (vlak)

### Rugsteun (b x h):

### Armrest:

0	Volwassen	44 x 48 cm	Hoog 42x43 cm.	35 cm.	Standaard
1	Volwassen	48 x 48 cm	Hoog 42x43 cm.	35 cm.	+ 49:-
2	Volwassen	44 x 43 cm	Hoog 42x43 cm.	35 cm.	+ 49:-
3	Volwassen/kind	40 x 43 cm	Hoog 42x43 cm.	35 cm.	+ 49:-
9	Volwassen/Kind	40 x 48 cm	Hoog 42x43 cm.	30 cm.	+ 49:-

## H Gebruikers gewicht

0	55 - 90 kg	Standaard
2	90 - 130 kg	Aanpassing voor een gewicht boven 130kg op aanvraag + 48:-

## Voet ondersteuning

70541005	Voetring 1/4, opklapbaar	0:-
----------	--------------------------	-----





# MERCADO MEDIC



Mercado Medic Nederland BV  
Nobelweg 22

3899 BN Zeewolde  
Nederland

Tel. +31-(0)-36 521 99 95  
Fax. +31-(0)-36 521 99 90

[info@mercado-medic.nl](mailto:info@mercado-medic.nl)  
[www.mercado-medic.nl](http://www.mercado-medic.nl)