

MILIEUVERKLARING

Mercado denkt om het milieu





MERCADO DENKT OM HET MILIEU

Bij Mercado Medic streven wij naar het maken van ecologisch houdbare producten. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van ons bedrijf en onze producten. Door het hanteren van een levenscyclusperspectief in onze productie en het onderzoeken van de milieu-invloeden in alle facetten kunnen wij producten leveren die het milieu steeds minder belasten.

Milieubeleid

Mercado Medic AB werkt voortdurend aan het minimaliseren van de milieubelasting, zowel voor het milieu in het algemeen als voor de werkomgeving. Alle milieu-invloeden van het maken van binnenmateriaal tot verwerking van afgedankte producten vallen onder onze milieuwerkzaamheden. Ook de transporten waar het bedrijf invloed op kan hebben, vallen hieronder. Reeds in het ontwikkelings- en constructiestadium wordt op aanzienlijke wijze rekening gehouden met milieuaspecten.

Tijdens het najaar van 2001 begon Mercado Medic

met een actiever milieubeleid. Het doel was inzicht te krijgen in de invloed van het bedrijf op het milieu en het creëren van een goede basis om te blijven werken aan terugdringing van milieubelastende werkzaamheden. De milieukwesties werden ingebed in het overkoepelende bedrijfssysteem en in maart 2003 werd ons milieusysteem gecertificeerd en is nu aangepast conform ISO 14001:2004.

Milieudoelen voor 2007

Milieudoel 1: 50% van de dienstwagens van het bedrijf dienen voor 2009 te zijn vervangen door milieauto's (definitie conform Vägverket



[Rijksdienst voor het Wegverkeer in Zweden, vert.].
Na beëindiging van de lease-overeenkomst dient een milieuvriendelijk alternatief te worden gekozen.

Destructie en afvalscheiding

De producten van Mercado zijn zo geproduceerd dat ze zo min mogelijk invloed hebben op het milieu en eenvoudig kunnen worden hergebruikt.

Metalen onderdelen worden hergebruikt als metaal fracties. De volgende onderdelen worden als metaal gesorteerd: Frames, rugmechanismen, zitframes, bogen van de armsteunen, armsteunen, remhendels en wielbeugels. Accessoires worden hergebruikt als energie verkregen door verbranding. De plastic onderdelen van Mercado kunnen tevens worden verbrand.

Plastic onderdelen worden hergebruikt als plastic fracties. De volgende onderdelen worden als plastic gesorteerd: Bussen, eindpluggen, afstandsbusen, sturen en knoppen. De onderdelen van Team Lazy van “Batyline XP” dienen als plastic te worden gescheiden.

Wielbanen worden als hard plastic gesorteerd.

Batterijen en elektronica kunt u inleveren bij het milieudepot in uw gemeente. U kunt contact opnemen met uw gemeente voor verdere informatie. “Overeenkomstig Verordening (2005:209) inzake producentenverantwoordelijkheid voor elektrische en elektronische producten kunnen klanten elektrische en elektronische producten teruggeven hetgeen door Mercado als afval wordt behandeld.”

Wat gebeurt er dan?

De metalen onderdelen worden gesmolten en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor nieuwe metaalverpakkingen, wapeningsijzer of andere producten waarin metaal is verwerkt.

Hard plastic zoals wielbanen kunnen als grondstof voor de productie van pallets, buizen, compostemmers en geluidswallen worden gebruikt. Er zijn voortdurend projecten aan de gang waarbij nieuwe gebruiksmogelijkheden voor plastic worden gevonden. Bijvoorbeeld zijn er testen bezig om plastic te mengen met asfalt om zo de soepelheid te verbeteren.

MILIEUVERKLARING

REAL 2000 & REAL 9000*

Fixlyftomat

Staal met aluminiumcilinder

Wielen

Staal, polypropyleen en nylon

Epoxy-gelakte onderdelen van metaal

Frame

Zitkruis

Boog armsteun

Armsteun

Remhendel

Rugmechanisme

Onderdelen van polyamide plastic

Sturen en knoppen

Knop van remhendel

Accessoires

Zitting

Rugsteun

Armsteunplaatje

Kniestop

Neksteun

Rompsteun

Zijsteun

Bevat textielweefsel, kunstleer van acryl, vulling van polyurethaan en plywoodplaat.

Elektronica

Batterij, bevat lood

*REAL 9000 SYSTEEM BEVAT:

REAL 9000/9100 EL

REAL 9200 TWIN/EL

REAL 9300/9400 EL

REAL 9500/9600 EL

REAL 9700/9800 EL

REAL 9900/EL

REAL 6100

Onderdelen van metaal/staal

Onderdelen van de rugsteun

Bevestiging voor armsteunplaatje

Bevestiging voor besturingskastje

Bevestigingsstang

Boog armsteun

Voetenplank

Centrale bevestiging

Motor en motorbevestiging

(aandrijfmotor)

Kogels (aandrijf wiel)

Vrijlooptmechanisme

V-schakel

Epoxy-gelakte onderdelen van metaal

Zitkruis

Buis armsteun

Bevestiging voetenplank en bovenarm voor voetenplank

Chassipoot

Centrale buizen

Onderdelen van polyamide plastic

Bevestiging microscharakelaar

Besturingsarm

Centrale contactbevestiging

Plastic kap

Buitenste velg (aandrijf wiel)

Binnenste velg (aandrijf wiel)

Binnenste velg (aandrijf wiel)

Bevestiging motorcontact

(aandrijfmotor)

Accessoires

Zie REAL 9000

Bevat textielweefsel, kunstleer van acryl, vulling van polyurethaan en plywoodplaat.

Elektrische onderdelen

Besturingskastje

Tam/Clamkastje

Afsluitingsklem

Elektrische lyftomat

Bekabeling

Batterij, bevat lood

TEAM LAZY

Onderdelen van roestvrij staal en messing

Frame

Beensteun

Rijhandvat

Buis rompsteun

Schroeven

Onderdelen van polyamide plastic

Zitting

Spatbeschermer/abductiesteun

Wielen

Voetenplank

Po

Rompsteun

Transporttas

Onderdelen van "Batyline XP"

Rugtuigje

Kuitriem

Veiligheidsriem

Rugband

H-tuig