



REAL 2000

Maagsteunstoelen



Valid from 950101

Mercado 100330

Artikel no.: 803960



VOORKOMEN SLIJTAGE

Een verkeerde zithouding tijdens lange werkdagen leidt in veel gevallen tot slijtage. Vermoeidheid en spierspanningen in de rug en schouders zijn vaak het gevolg van langdurig zitten in een voorovergebogen werkhouding. Voor veel arbeidstaken is het noodzakelijk voortdurend te zitten.

Een ergonomisch correcte zithouding op de juiste hoogte afhankelijk van de werksituatie, geven een natuurlijke ontspanning voor rug, schouders en nek. Een verstelbare stoel met zadelsit en maagsteun, in plaats van rugsteun, biedt deze ontspanning.

Mercado Medic AB heeft in samenwerking met fysiotherapeuten en arbeidsdeskundigen, stoelmodellen ontwikkeld waarbij men “achterstevoren” zit met een maag- in plaats van rugsteun.

Ontspanning voor rug en schouders

De maagsteunstoelen van Mercado zijn bedoeld voor personen die ontspanning nodig hebben bij werk dat in voorovergebogen houding wordt verricht, of dienen als alternatief voor het traditionele zitten. Deze zithouding maakt een symmetrische en gunstige belasting van het lichaam in zijn geheel, mogelijk. De stoelen zijn vooral bedoeld als arbeidstechnisch hulpmiddel, maar werken tevens goed bij pijnpatiënten in het reïntegratieproces.

Vele keuzemogelijkheden

Omdat REAL 262I, 2624 en 2625 een hoogte-interval van 20 cm heeft, is een comfortabele zithoogte snel gevonden. Al deze maagsteunstoelen zijn te verkrijgen met verschillende soorten ergonomisch gevormde zittingen en maagsteunen, met keuze uit veel verschillende soorten bekleding. De ergonomisch gevormde zit- en maagplaat verminderen de statische spierbelasting in de rug. De zadelvorm van de zitting, in combinatie met de grote reikwijdte van de stoel, vereenvoudigen een staande-zittende werkhouding. Met een licht voorovergebogen zitting kan de gebruiker de schouders laten zakken en toch de rug recht houden. Dit vermindert het risico op slijtage aangezien het product als arbeidstechnisch hulpmiddel wordt gebruikt. Voor pijnpatiënten betekent dat verzachting van de pijn en een verkorting van het reïntegratieproces.

De verschillende modellen

REAL 2621 is in de standaarduitvoering uitgerust met een soepel taboeretframe zonder wielen. Dit samen met de mogelijkheid de zitting te draaien, zorgt ervoor dat in een zo gunstig mogelijke houding kan worden gewerkt. Indien men graag wil dat de stoel eenvoudig kan worden verplaatst zijn optioneel gemakkelijk rollende wielen (met of zonder remhendel) verkrijgbaar. Er kan tevens een voetring op worden gemonteerd als steun voor de voeten tijdens het werken.

De REAL 2624 heeft een vierpotig frame met een ingebouwde rem. De krachtige rem die met beide benen kan worden bediend zorgt ervoor dat de stoel zeer stevig staat na het remmen. Nadat de stoel is stilgezet kan de remas uitstekend worden gebruikt om de voeten op te plaatsen tijdens het werken. Door

de gemakkelijk rollende wielen van 75 mm kan men zich eenvoudig zittend in de stoel verplaatsen.

REAL 2625 is uitgerust met een vijfpotig frame. De gemakkelijk rollende wielen van 75 mm maken verplaatsen eenvoudig. Dit samen met de mogelijkheid de zitting te kunnen draaien, kan op gunstige wijze de gewenste werkplek worden bereikt. De zithoogte van de REAL 2625 is iets lager dan bij de REAL 2621 en 2624. Daardoor is deze geschikt voor kleinere mensen.

De stoelen zijn ontworpen aan de hand van hoge eisen die worden gesteld aan comfort, functionaliteit en slijtagevastheid.

De stoelen worden gemaakt in onze eigen fabrieken in Halmstad, Tranås en op Lidingö.




REAL 2621, 2624 en 2625 kunnen, al naar gelang uw wensen, eenvoudig met verschillende zittingen en maagsteunen worden uitgerust..

ZITTINGEN

- 1 Zadelzit 36x36 cm
- 2 Ergomedic zitting 40x36 cm
- 3 Ronde zitting "toppig" 35 cm

MAAGSTEUN

- 4 Standaard maagsteun Medic 27x23 cm
- 5 Alternatieve maagsteun 33x16 cm



REAL[®] 2000



REAL 2621
Uitgerust met
Zadelzitting Medic 40x36 cm.
Alternatieve maagsteun 33x16 cm
Extra uitrusting:
Wielen 50 mm met rem.



REAL 2624
Uitgerust met
Zadelzitting Medic 40x36 cm.
Maagsteun Medic 27x33 cm.



REAL 2625
Uitgerust met
Zadelzit 36x36 cm.
Alternatieve maagsteun 33x16 cm.

Modell	2621	2621-1	2624	2624-1	2625
Gaslyftomat	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Bevestigde
Lyftomat	-	-	Ja	Ja	-
Handmatig kantelbare zitting (+22o/-14o)	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Rotatievergrendeling	Ja*	Ja*	-	-	Ja
Maagplaat Medic 27x23 cm	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja
Maagplaat laag 33x16	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glijbuttons	Ja*	Ja*	-	-	-
Wiel 75 mm	-	-	Ja*	Ja*	Ja
Wielvormige poten 50 mm	Ja	Ja	-	-	-
Door gewicht remmende wielen 50 mm	Ja	Ja	-	-	-
Wielen 50 mm met rem	Ja	Ja	-	-	-
Rem	-	-	Voetrem*	Voetrem*	-
Zithoogte cm	60-80	70-90	60-80	70-90	50-70
Zadelzitting Medic 40x36 cm	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja
Alternatieve zadelzitting Ergomedic 40x36	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alternatieve zadelzitting 36x36 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja*
Alternatieve zadelzitting 41x41 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Frame cm (breedte x diepte)	42,5x42,5	42,5x42,5	43x48	43x48	-
Maximaal gebruikersgewicht	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

*standaard

