

A close-up photograph of a person's hand adjusting the armrest of a blue office chair. The hand is resting on a black, padded armrest. Below the armrest, a control panel with two green arrows (one pointing up, one pointing down) is visible. The chair has a blue fabric seat and backrest. The background is plain white.

Zitcomfort voor grote volwassenen

REAL® 9200 TWIN EL - Zitcomfort voor grote volwassenen

Het vinden van verlichting

ZWAARLIJVIGHEID IS DIKWILS problematisch in velerlei opzichten. Eén dilemma is dat het gewicht onjuist wordt verdeeld en dat leidt tot pijnlijke gewrichten, knieën en rug. Het op diverse wijze vinden van verlichting is van cruciaal belang. Een functionele en stabiele stoel biedt zijn gebruiker verlichting en daarmee kan onnodige slijtage van het lichaam worden voorkomen. Goed kunnen zitten in een stoel en tegelijkertijd jezelf zowel verticaal als horizontaal kunnen verplaatsen betekent een grotere onafhankelijkheid in het dagelijks

bestaan, hetgeen in een betere kwaliteit van leven resulteert. Maar de eisen ten aanzien van de functionaliteit en kwaliteit zijn hoog. De stoel moet stabiel, maar toch comfortabel zijn. Gemakkelijk rollende wielen om je eenvoudig te verplaatsen en een goede remmen voor bij het opstaan. Tegelijkertijd moeten de functies van de stoel gemakkelijk zijn in te stellen. Kortweg: de stoel moet in iedere situatie functioneren.

Keuzevrijheid

MET VERSCHILLENDE OPGEVULDE zittingen, dubbele rugmechanismen en hefkolommen, een extra versterkt frame alsmede diverse wielen en accessoires is het eenvoudig om een stabiele en functionele stoel samen te stellen. Hoogteverstelling d.m.v. een gasveer of een elektrisch mechanisme vereenvoudigt het instellen van de juiste werkstand, zowel een tafel als bij het aanrecht.

DE REAL 9200 TWIN EL is een trippelstoel, die vooral eenvoudig is in te stellen door de modulaire opbouw en die speciaal is ontwikkeld om dienst te doen als zit/verplaatshulp voor wat zwaardere gebruikers.

DE ELEKTRISCHE REAL 9200 TWIN EL heeft als bijkomend voordeel de functie van tilhulp. Hij heeft een tilhoogte van maar liefst 28 cm en kan gebruikersgewichten tot 275 kg hanteren.

De handmatige REAL 9200 TWIN heeft een tilhoogte van 20 cm en kan gebruikersgewichten tot 180 kg hanteren. Je kiest de grootte van de extra opgevulde zittingen op de REAL 9200 TWIN/EL, alsmede de ergonomisch ontworpen rug op basis van je eigen behoeften.



REAL 9200 TWIN EL



REAL 9200 TWIN

Blijvende kwaliteit

VERSCHILLENDE DUBBELE RUGMECHANISMEN bieden extra stabiliteit en uitgebreide stelmogelijkheden. De rug is verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. De stoel heeft een extra versterkt, volledig gelast X-frame met een eenvoudig te bedienen rem.

De remmen hebben een door een computer berekende stijgende curve om vergrendelen met de kleinst mogelijke kracht mogelijk te maken. Voor die gebruikers die het lastig vinden om de stoel af te remmen, kan wellicht als optie een elektrische rem worden gekozen.

Een hoge vrijloop maakt rijden over tapijten en drempels mogelijk. De gemakkelijk rollende wielen vereenvoudigen

bewegen bij zitten in de stoel. Deze heeft stofbestendige SKF-lagers in wielen en frame. Ook extra duurzame wielsporen en een versterkt frame dragen bij aan vele jaren van buitengewone functionaliteit. De talloze doordachte alternatieven en accessoires van de stoel stellen de gebruiker in staat de gewenste prestaties te kiezen.

Met een individueel aangepaste stoel is het eenvoudiger thuis en op de werkplek een actief leven te leiden.

De Real-stoel is ontwikkeld en gemaakt in Zweden.

Hoge eisen aan kwaliteit garanderen talloze jaren veilig gebruik.



De inklapbare armleuning maakt een eenvoudige zijwaartse beweging mogelijk.



Elektrisch remmen werkt goed voor minder sterke gebruikers. De bedieningshendel zit onder de armleuning..



De opklapbare voetring zorgt voor een comfortabele ondersteuning. Deze is tevens eenvoudig omhoog te zetten.

GEGEVENS REAL 9200 TWIN

X-frame.....52x56 cm (bxh)
Hoge rugleuning Standaard of Medic mechanisme
Wielen.....XL-, SL-, BSL-wielen 100 mm
Zithoogte stand./laag.....45-65/40-54 cm
Zitting.....Breedte 52, 62, 72 cm.
.....Diepte 40, 45, 50 cm
RugleuningBreedte 46, 56, 66 cm. Hoogte 43 cm
Opklapbare armleuningen .35, 30 of 25 cm
Gebruikersgewicht.....Max. 180 kg

GEGEVENS REAL 9200 TWIN EL

X-frame.....52x56 cm (bxh)
Hoge rugleuning Standaard of Medic mechanisme
Wielen.....XL-, SL-, BSL-wielen 100 mm
Zithoogte stand./laag.....47-75/40-60 cm
Zitting.....Breedte 52, 62, 72 cm.
.....Diepte 40, 45, 50 cm
RugleuningBreedte 46, 56, 66 cm. Hoogte 43 cm
Opklapbare armleuningen .35, 30 of 25 cm
Gebruikersgewicht.....Max. 275 kg

