

REAL 6100 MOBIL



REAL 6100

AB	CDEF	GH
61		

AB MODEL

61	REAL MOBIL 6100	Elektrische binnenrolstoel, excl Accu's en excl Lader	Euro's + 8 949:-
68	REAL MOBIL 6800 Arthrodesse stoel	Niet mogelijk met lage zithoogte	+ 9 509:-

C Zithoekverstelling

0	Zonder zithoekverstelling		Standaard
2	Crank verstelling	Crank +15° / -8°. (+ voorwaarts / - achterwaarts)	+ 339:-
3	Gasveer	Gasveer +15° / -8°. Hendel onder de stoel	+ 339:-
4	Gasveer vanaf armleuning	Gasveer +15° / -8°. Hendel onder de armleuning	+ 798:-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15° / -8°.	+ 1 356:-

D Lage rug mechanisme

0	Standaard rug mechanisme		Standaard
1	Medic rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 275:-
2	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+ 304:-
3	Elektrische rug mechanisme	Elektrische verstelling*. <i>* Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.</i>	+ 1 332:-

Hoge rugsteun*

5	Standaard rug verstelling		Standaard
6	Medic rug verstelling	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+ 275:-
7	Comfort rug verstelling	d.m.v. gasveer*.	+ 304:-
8	Elektrische rug verstelling	Elektrische verstelling*. <i>* Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.</i>	+ 1 332:-

E Beenopvang

0	Standaard, opklapbare voetenplank	Afstand van zitting tot beensteun 38-54 cm.	Standaard
9	Alternatieven	Zie prijslijst van alternatieven	Zie lijst

F Zithoogte

	Zonder zithoek	Met zithoek	
0	Standaard zithoogte	Elektrische Fixlyftomat 49 - 77 cm	49 - 77 cm. Standaard
1	Lage zithoogte	Elektrische Fixlyftomat 44 - 64 cm	48 - 68 cm. + 0:-

G Zitkussen Ergomedic Plus

		Rugsteun (BxH):	Armrest:	
0	Volwassen	44 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm	35 cm Standaard
1	Volwassen	48 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm	35 cm + 47:-
2	Volwassen	44 x 43 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm	35 cm + 47:-
3	Volwassen/kind	40 x 43 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm	35 cm + 47:-
4	Volwassen/kind	40 x 39 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm	30 cm + 47:-
5	Kind (7-12 jaar)	36 x 39 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm	30 cm + 0:-
6	Kind (3-7 jaar)	33 x 35 cm	Laag 27x22 cm, Hoog 27x32 cm	25 cm + 0:-
7	Kind (7-15 jaar)	36 x 43 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm	30 cm + 0:-

H Gebruikers gewicht

0	55 - 90 kg	Voor aanpassing van de gasveer voor	Standaard
1	< 55 kg	de zithoekverstelling.	+ 0:-
2	90 - 130 kg	Aanpassing voor een gewicht > 130 kg op aanvraag	+ 0:-