

REAL 9000



REAL 9000



REAL 9100



REAL 9300



REAL 9400



REAL 9700



REAL 9800

AB	CDEF	GH
9		

AB MODEL

AB	MODEL		Euro's	
90	REAL 9000 Standaard	Trippelstoel met manuele Fixlyftomat	+976:-	
91	REAL 9100 EL	Trippelstoel met elektrische Fixlyftomat		+3 094:-
93	REAL 9300 Medic/Kind	Trippelstoel met H-frame. Manuele Fixlyftomat	+1 189:-	
94	REAL 9400 Medic/Kind EL	Trippelstoel met H-frame. Elektrische Fixlyftomat		+3 633:-
97	REAL 9700 Coxit	Arthrodese trippelstoel met manuele Fixlyftomat	+1 194:-	
98	REAL 9800 Coxit EL	Arthrodese trippelstoel met elektrische Fixlyftomat		+3 611:-

C Zithoekverstelling

C	Zithoekverstelling		Manueel	Elektrisch
0	Zonder verstelling	Geen zithoekverstelling	Standaard	Standaard
1	Manuele verstelling (geen Coxit/EL)	Verstelling +15° / -8°. (+ voorwaarts/-achterwaarts).	+158:-	
2	Crank verstelling	Crank +15° / -8°.	+307:-	+307:-
3	Gasveer	Gasveer +15° / -8°. Hendel onder de stoel	+307:-	+307:-
4	Gasveer vanaf armleuning	Gasveer +15° / -8°. Hendel onder de armleuning	+588:-	+588:-
5	Elektrisch verstelbaar	Elektrisch +15° / -8°.		+1 356:-
6	Gasveer	Gasveer +23°/-23°. 3 standen instelbaar	+663:-	+663:-

D Standaard rug mechanisme

0	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	Standaard	Standaard
1	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+275:-	+275:-
2	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+304:-	+304:-
3	Elektrische rug mechanisme	Elektrische verstelling*. * Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.		+1 332:-

Hoge rug mechanisme

5	Standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	+63:-	+63:-
6	Medic rug mechanisme	Verder in diepte te verstellen	+339:-	+339:-
7	Comfort rug mechanisme	d.m.v. gasveer*.	+368:-	+368:-
8	Elektrische rug mechanisme	Elektrische verstelling*. * Alleen voor zitdiepte van 43 cm en meer.		+1 395:-

E Wielen

0	Standaard, XL 100 mm	Voor alle type ondergrond	Standaard	Standaard
2	Extra makkelijk, SL 100 mm	Voor harde ondergrond	+204:-	+204:-
3	Brede 100 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+198:-	+198:-
4	150 mm wielen	Voor zachte ondergrond	+270:-	+270:-
7	100 mm dubbel wiel	Voor zachte ondergrond	+270:-	+270:-

F Zithoogte en rotatie

0	Standaard zithoogte	Hoogte 45 - 65 cm (Manueel), 47 - 75 cm (EL).	Standaard	Standaard
1	Lage zithoogte	Hoogte 40 - 54 cm (Manueel), 40 - 60 cm (EL).	+0:-	+0:-
5	Standaard zithoogte, rotatie*	Rotatie blokkering met rotatie 360°	+141:-	+247:-
6	Lage zithoogte, rotatie*	Rotatie blokkering met rotatie 360°	+141:-	+247:-

* Rotatie in combinatie met elektrische rem geeft extra meerprijs van €.

G Zitkussen

G	Zitkussen (BxD)	Rugsteun (BxH)	Armsteunen		
0	Volwassen 44 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	Standaard	Standaard
1	Volwassen 48 x 48 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	+47:-	+47:-
2	Volwassen 44 x 43 cm	Laag 38x26 cm, Hoog 40x34 cm.	35 cm.	+47:-	+47:-
3	Volwassen/kind 40 x 43 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	35 cm.	+47:-	+47:-
4	Volwassen/kind 40 x 39 cm	Laag 33x26 cm, Hoog 33x36 cm.	30 cm.	+47:-	+47:-
5	Kind (7-12 jaar) 36 x 39 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+0:-	+0:-
6	Kind (3-7 jaar) 33 x 35 cm	Laag 27x22 cm, Hoog 27x32 cm.	25 cm.	+0:-	+0:-
7	Kind (7-15 jaar) 36 x 43 cm	Laag 30x26 cm, Hoog 30x34 cm.	30 cm.	+0:-	+0:-

H Gebruikers gewicht

0	55 - 90 kg	Voor aanpassing van de gasveer voor	Standaard	Standaard
1	< 55 kg	de zithoekverstelling.	46:-	0:-
2	90 - 130 kg	Aanpassing voor een gewicht > 130 kg o.a.	46:-	0:-