

# REAL 9200 TWIN/EL



REAL 9200 REAL 9200 EL

AB	CDEF	GH
9	2	

## AB MODEL

92	REAL 9200 TWIN EL	Werk/tripfelstoel dubbele fixlyftomats	Euro's + 7 634:-
92	REAL 9200 TWIN	Werk/tripfelstoel dubbele gasveer	+ 4 132:-

## C Zithoekverstelling

0	Zonder zithoekverstelling	Geen zithoekverstelling mogelijk	Standaard
---	---------------------------	----------------------------------	-----------

### Hoge rugsteun

5	Dubbele standaard rug mechanisme	Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte	Standaard
6	Dubbele medic rug mechanisme	Grotere diepte instelling	+ 583:-

## E Wielen

0	Standaard, XL 100 mm	Voor alle type ondergrond	Standaard
2	Extra makkelijk	Voor harde ondergrond	+ 204:-

## F Zithoogte

0	Standaard zithoogte	Hoogte 45 - 65 cm (Manueel), 47 - 75 cm (EL)	Standaard
1	Lage zithoogte	Hoogte 40 - 54 cm (Manueel), 40 - 60 cm (EL)	+ 0:-

## G Zitkussen

	Zitkussen (BxD)	Rugsteun (b x h):	Armsteunen	
0	Volwassen 52x45 cm	46 x 43 cm	35 cm	Standaard
1	Volwassen 62x45 cm	56 x 43 cm	35 cm	+ 53:-
2	Volwassen 72x45 cm	66 x 43 cm	35 cm	+ 107:-
3	Volwassen 52x50 cm	46 x 43 cm	35 cm	+ 0:-
4	Volwassen 62x50 cm	56 x 43 cm	35 cm	+ 53:-
5	Volwassen 72x50 cm	66 x 43 cm	35 cm	+ 107:-
6	Volwassen 52x40 cm	46 x 43 cm	35 cm	+ 0:-
7	Volwassen 62x40 cm	56 x 43 cm	35 cm	+ 53:-
8	Volwassen 72x40 cm	66 x 43 cm	35 cm	+ 107:-

## H Gebruikers gewicht

0	0 - 250 kg voor Elektrisch	Altijd gebruikers gewicht toevoegen	Standaard
3	0 - 180 kg voor Manueel	Altijd gebruikers gewicht toevoegen	Standaard

## 9200 ALT & ACCESSOIRES

### Bekleding

Standaard			
46	Grijs velours	0:-	
Alternatieve			
41	Rood velours	0:-	31 Rood skai 45:-
42	Bruin velours	0:-	32 Bruin skai 45:-
45	Blauw velours	0:-	35 Blauw skai 45:-
48	Zwart velours	0:-	36 Grijs skai 45:-
			38 Zwart skai 45:-

### Voet ondersteuning

802045	Voetring incl frame verlengers	403:-
802075	Adapter beensteunen, Links	181:-
802076	Adapter beensteunen, Rechts	181:-
990002	Beensteun, links	259:-
990001	Beensteun, rechts	259:-
990012	Comfort beensteun, links	495:-
990011	Comfort beensteun, rechts	495:-

### Armsteunen

70225381	Armsteun 35 cm, zwart skai, paar.	0:-
70226381	Armsteun 30 cm, zwart skai, paar.	0:-
70217381	Armsteun 25 cm, zwart skai, paar.	0:-
70228381	Comfort 40 cm, zwart skai, paar	47:-
70215381	Comfort, 35 cm, zwart skai, paar.	0:-
70216381	Comfort, 30 cm, zwart skai, paar.	0:-
70217381	Comfort, 25 cm, zwart skai, paar.	0:-

### Rem accessoires

70510020	Grote bal 5 cm	16:-
70510700	Kruis voor remhandel	53:-
802012	Elektrische rem voor 9200	1 697:-
801632	Elektrische bediening in aparte box	230:-
801596	Joystick voor 9200	471:-

### Incontinentie hoës

45066X	Zitting hoës incontinentie	173:-
--------	----------------------------	-------