

Gasfjädrar för sitthöjdsjustering till äldre stolar

Märke	Modell/typ	Artikelnr	Kraft	Kännetecken	Slaglängd	Mercados artnr	Tidigare artnr
Suspa	17-1	01700931 F	200 N	Märkt 2 +blå etikett	200 mm	801028	082001020
Suspa	17-1	01700930 F	200 N	Märkt 2 +blå etikett	140 mm	801040	082001060
Suspa	17-1	01701135 B	350 N	Märkt 1 +gul etikett	200 mm	801024	082001010
Suspa	17-1	01701192 B	350 N	Märkt 1 +gul etikett	140 mm	801036	082001050
Suspa	17-1	01700298 F	450 N	Märkt 5 +röd etikett	200 mm	801032	082001030
Suspa	17-1		450 N	Märkt 5 +röd etikett	140 mm	801044	082001070

Gasfjädrar för sitthöjdsjustering till REAL 9000-stolar

Märke	Modell/typ	Artikelnr	Kraft	Kännetecken	Slaglängd	Mercados artnr	Tidigare artnr
Suspa	419-50-17-04	41960091	200 N	70520060-200N	200 mm	801029	082001021
Suspa	419-50-17-04	41960089 A	200 N	70520061-200N	140 mm	801041	082001061
Suspa	419-50-17-04	41960075	350 N	70520050-350N	200 mm	801025	082001011
Suspa	419-50-17-04	41960076 A	350 N	70520051-350N	140 mm	801037	082001051
Suspa	419-50-17-04	41960088 A	450 N	70520070-450N	200 mm	801033	082001031
Suspa	419-50-17-04	41960090	450 N	70520071-450N	140 mm	801045	082001071

Gasfjädrar för sitsvinkling SC-EL+kontorsstol och Mobil 6000 samt REAL 9000 (liggande montering)

Märke	Modell/typ	Artikelnr	Kraft	Kännetecken	Slaglängd	Mercados artnr	Tidigare artnr
Verin SAHY1		028 00171	250 N	Hålavstånd 180-226	46 mm	801145	082001125
Verin SAHY1		028 50288	200 N	Hålavstånd 180-226	46 mm	801146	082001126
Verin SAHY1		028 50790	350 N	Hålavstånd 180-226	46 mm	801147	082001127
			-Användarvikt <55 kg - 200 N			-Användarvikt 55 kg -90 kg - 250 N	-Användarvikt >90 kg - 350N

Gasfjädrar för sitsvinkling manuell (stående montering)

Märke	Modell/typ	Artikelnr	Kraft	Kännetecken	Slaglängd	Mercados artnr	Tidigare artnr
Verin SAHY3		028 00178	250 N	Hålavstånd 158-188	30 mm	801148	082001150
Verin SAHY1		028 50360	200 N	Hålavstånd 158-188	30 mm	801149	082001151
Verin SAHY1		028 50800	350 N	Hålavstånd 158-188	30 mm	801150	082001152

Gasfjädrar för sitsvinkling av äldre modell (stående montering), huslängd 75 mm

Märke	Modell/typ	Artikelnr	Kraft	Kännetecken	Slaglängd	Mercados artnr	Tidigare artnr	Ersätts av
Verin SA VOB 24		017 50144	350 N	Hålavstånd 138-160	22 mm	801285	082001110	801148 (082001150) + adapter (801048)
Verin SA VOB 24		017 00862	250 N	Hålavstånd 138-160	22 mm	801286	082001111	801148 (082001150) + adapter (801048)

Gasfjädrar för Comfort ryggvinkling, även REAL 9000

Märke	Modell/typ	Artikelnr	Kraft	Kännetecken	Slaglängd	Mercados artnr	Tidigare artnr
Verin SAHY1		028 00178	250 N	Hålavstånd 158-188	30 mm	801148	082001150
Verin SAHY1		028 50360	200 N	Hålavstånd 158-188	30 mm	801149	082001151
Verin SAHY1		028 50800	350 N	Hålavstånd 158-188	30 mm	801150	082001152
Standard ryggplatta:			-Användarvikt <55 kg - 200 N			-Användarvikt 55 kg -90 kg - 250 N	-Användarvikt >90 kg - 250N
Stor ryggplatta:			-Användarvikt <55 kg - 200 N			-Användarvikt 55 kg -90 kg - 250 N	-Användarvikt >90 kg - 350N

Utgångna modeller för sitsvinkling SC-EL+kontorsstol (liggande montering)

Märke	Modell/typ	Artikelnr	Kraft	Kännetecken	Slaglängd	Mercados artnr	Tidigare artnr	Ersätts av
Verin AG	VOB	517 00406	250 N	Hus L=107 Stång L=62 Hålavstånd 180-232	52 mm	801145	082001127	801145
Verin SA	VOB	517 00406	200 N	Hus L=107 Stång L=62 Hålavstånd 180-232	52 mm	801146	082001126	801146
Verin	VOB 24	517 00406	350 N	Hus L=107 Stång L=62 Hålavstånd 180-232	52 mm	801147	082001125	801147

Utgångna modeller för sitsvinkling SC-EL+kontorsstol (stående montering)

Märke	Modell/typ	Artikelnr	Kraft	Kännetecken	Slaglängd	Mercados artnr	Ersätts av
Verin KD	VOB	517 740	350 N	Hålavstånd 138-160	22 mm	801145	801148 (082001150) + adapter (801048)