

REAL MOBIL 6100

Programeringsschema för elektroniken

Gör dina egna inställningar redan vid utprovningen! Skicka programeringsschemat tillsammans med beställningen. Stolen kommer då att levereras med just dina önskemål på köregenskaperna. Fyll i endast när du vill ändra på standard inställningen.

Utprovad för/märkning:
Beställningsnr. Etc:

	Program 1 (%)		Program 2 (%)	
	Fyll i din egen inställning:	Standard inställning:	Fyll i din egen inställning:	Standard inställning:
Max hastighet framåt		50		100
Acceleration framåt		40		40
Inbromsning framåt		60		60
Maxhastighet bakåt		40		70
Acceleration bakåt		35		35
Inbromsning bakåt		70		70
Max svänghastighet		30		50
Sväng acceleration		40		40
Sväng inbromsning		60		60
Känslighet i joystick		40		60
Aktiv joystick		Lokal		Lokal
Bakåtvänd joystick		Nej		Nej

Övrigt:	
---------	--