



REAL 2000

Ståstödsstolar - Avlastning för rygg och höfter



© tillg från 950101

Senast ändrad 110328

Artikelnummer

REAL[®] 2011

EN ANPASSNINGSBAR STÅSTÖDSSTOL



När man lever med ett smärttillstånd eller försvagad muskulatur är en ståstöd stol en bra lösning. REAL 2011 är en anpassningsbar ståstöd stol som gör det möjligt att få en bekväm halvstående sittställning.

När man lever med ett smärttillstånd eller försvagad muskulatur är en ståstöd stol en bra lösning, då man kan få en ståsittande arbetsställning. Med detta menas att man erbjuds möjlighet att stå med stöd. Genom att kroppsvikten fördelas över ben, sittyta och ryggstöd, kan skador beroende på hög statisk belastning undvikas.

Man kan med ett enkelt handgrepp låsa sitsens rotation. REAL 2011 är förberedd för montering av armstöd.

REAL 2011 kan levereras med ett brett tillvals- och tillbehörsprogram. Man kan välja mellan olika typer av sadelsitsar, ryggplattor och armstöd, samt en mängd olika tillbehör.

Rätt avlastning med Real 2011

REAL 2011 är en anpassningsbar ståstöd stol som gör det möjligt att få en bekväm halvstående sittställning i förhållande till arbetsuppgiften. Arbete vid köksbänk och strykbräda är exempel på två arbetsuppgifter som kräver stående arbetsställning. Båda uppgifterna tar i allmänhet lång tid, och trötthet i ben och rygg kan bli besvärande. Då kan REAL 2011 erbjuda rätt avlastning. Stolen har 20 cm gasfjäderreglerad lyftintervall (70-90 cm alt. 60-80 cm) samt manuellt vinkelställbar sadelsits.

REAL 2011

- Manuell Fixlyftomat
- Manuellt vinkelställbart sittkruss (förberedd för armstöd)
- Sits 36x36 cm i Ergomedic
- Rygg 33x26 cm i Ergomedic
- Ryggmekanism Standard
- Sitthöjd 60-80 cm (alt.70-90 cm)
- Brukarvikt 0-130 kg
- Glidknappar
- Klädsel grå plysch



Förberedd för armstöd

REAL[®] 2015

AVLASTNING VID SITTANDE ARBETE



REAL2015 är en ståstödsstol med hjul och handbroms för ståsittande arbetsställning. Med detta menas, att du i din vardag har möjlighet att stå med stöd.

Genom att kroppsvikten fördelas över ben, sittyta och ryggstöd, kan onödig belastning undvikas.

Möjligt att utforma hemmet

REAL ståstödsstol gör det möjligt att utforma arbetsplatsen efter ett bekvämt rörelsemönster. Utifrån den halvstående sittställningen kan arbetsplatsens utformning vad gäller räckvidd, disposition och ergonomi lätt anpassas. REAL 2015 erbjuder en stabil utgångspunkt för arbetsuppgiften.

Tandläkare, Montörer, Fotografer, Maskinoperatörer, Laboratoriepersonal och Sjukgymnaster är exempel på användare av REAL 2015.

Avlastning med ökad funktion

Arbete vid diskbänk och strykbräda är exempel på två arbetsuppgifter som kräver stående arbetsställning.

Båda uppgifterna tar i allmänhet lång tid, och trötthet i ben och rygg kan bli besvärande. För den som lever med smärttillstånd eller försvagad muskulatur, erbjuder REAL 2015 en avlastning med ökad funktion och trivsel.

REAL 2015

- Gasfjäder lyftomat
- Manuellt vinkelställbar sits
- Sadelstols 36x36 cm (fler alternativ finns)
- Ryggplatta 33x26 cm (fler alternativ finns)
- Sitthöjd 60-80 (alt.70-90 cm)
- Handbroms
- Stativ 43x48 cm
- Hjul 75 mm
- Klädsel plysch

REAL[®] 2000

STÅSTÖDSSTOLAR MED RYGGSTÖD



REAL 2001



REAL 2011



REAL 2014



REAL 2015

DATA STÅSTÖDSTOLAR - TEKNISKA DATA & MÅTT

2001

Max brukarvikt	130 kg
Sitstilt	Nej
Rotation	Ja
Sitthöjd	Hög 64-84 cm
Sitthöjd	Låg 54-74 cm
Glidknappar	Ja
Rundsits 35	Ja
Broms	Nej

2011

Max brukarvikt	130 kg
Sitstilt	Ja
Rotation	Ja
Sitthöjd	Hög 70-90 cm
Sitthöjd	Låg 60-80 cm
Glidknappar	Ja
Sadelsits 36x36	Ja
Broms	Nej

2014

Max brukarvikt	130 kg
Sitstilt	Ja
Rotation	Nej
Sitthöjd	Hög 70-90 cm
Sitthöjd	Låg 60-80 cm
Hjul 75	Ja
Sadelsits 36x36	Ja
Fotbroms	Ja

2015

Max brukarvikt	130 kg
Sitstilt	Ja
Rotation	Nej
Sitthöjd	Hög 70-90 cm
Sitthöjd	Låg 60-80 cm
Hjul 75	Ja
Sadelsits 36x36	Ja
Handbroms	Ja