

# REAL<sup>®</sup> 2625

## UNDBIK FÖRSLITNINGSSKADOR I FÖRTID

Att under långa arbetspass sitta fel sliter på kroppen och ger inte sällan förslitningsskador. En anpassningsbar stol med sadelsits och magstöd, istället för ryggstöd, ger denna avslappning.

Att under långa arbetspass sitta fel sliter på kroppen och ger inte sällan förslitningsskador. Trötthet och muskelspänningar i rygg och axlar blir ofta följden av ett långvarigt sittande i framåtlutad arbetsställning. Många arbetsuppgifter kräver ett tryggt och stadigt sittande. En ergonomiskt korrekt sittställning på rätt höjd i förhållande till arbetsmomentet, ger en naturlig avslappning för rygg, axlar och nacke. En anpassningsbar stol med sadelsits och magstöd, istället för ryggstöd, ger denna avslappning.

höjdintervall gör även att man snabbt finner en behaglig sitthöjd.


### Komfort, funktion och slitstyrka

REAL-stolen finns att erhålla med olika typer av sitsar och magstöd. Den är konstruerad med högt ställda krav vad gäller komfort, funktion och slitstyrka. Stolen tillverkas vid egna anläggningar i Halmstad och på Lidingö.

### ALTERNATIVA SITSAR



### ALTERNATIVA MAGSTÖD



### Magstöd Stol med 5-bent stativ

REAL 2625 är avsedd för personer som är i behov av avlastning vid arbete som utförs i en framåtlutad position, eller som alternativ till traditionellt sittande. Denna sittställning möjliggör en symmetrisk och gynnsam belastning av kroppen som helhet.

Det fembenta stativet på lätttrullade hjul möjliggör enkel förflyttning av stolen. Detta tillsammans med möjlighet att rotera sitsen, gör det gynnsamt att komma tätt intill den arbetsyta man önskar.

Tack vare att REAL 2625 har hela 20 cm

### REAL 2625

- Gasfjäderlyftomat
- Manuellt vinkelställbar sits
- Rotationsfrigörare
- Sitthöjd 50-70 cm
- 5-bent stativ
- Hjul 75 mm (fler alternativ finns)
- Sadelsits 36x36 cm (fler alternativ finns)
- Magplatta 33x16 cm (fler alternativ finns)
- Klädsel Plysch (alt. konstläder)

# REAL<sup>®</sup> 2000

## MAGSTÖDSSTOLAR MED MAGSTÖD



REAL 2621



REAL 2624



REAL 2625

### DATA MAGSTÖDSTOLAR - TEKNISKA DATA & MÅTT \*standard

Modell	2621	2621-1	2624	2624-1	2625
Gaslyftomat.....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Fixerad lyftomat.....	-	-	Ja	Ja	-
Manuellt vinkelställbar sits (+22°/-14°).....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Rotationslås.....	Ja*	Ja*	-	-	Ja
Magplatta Medic 27x23 cm.....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja
Magplatta låg 33x16.....	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glidknappar.....	Ja*	Ja*	-	-	-
Hjul 75 mm.....	-	-	Ja*	Ja*	Ja
Hjulformade fötter 50 mm.....	Ja	Ja	-	-	-
Belastningsbromsade hjul 50 mm.....	Ja	Ja	-	-	-
Hjul 50 mm med låsklaff.....	Ja	Ja	-	-	-
Broms.....	-	-	Fotbroms*	Fotbroms*	-
Sitthöjd cm.....	60-80	70-90	60-80	70-90	50-70
Sadelsits Medic 40x36 cm.....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Alt. sadelsits Ergomedic 40x36.....	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alt. sadelsits 36x36 cm.....	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alt. sadelsits 41x41 cm.....	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stativ cm (br x dj).....	42,5x42,5	42,5x42,5	43x48	43x48	-
Max brukarvikt.....	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

#### Klädselmaterial och färg

Plysch: grå\*, vinröd, brun, grön, marinblå, REAL-blå

Konstläder: röd, grå, blå, brun, svart

Väv mönstrad: röd, blå, svart, gul

Överdragsklädsel till sits och rygg.....Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



**Mercado Medic AB**  
Tryffelsgatan 14  
181 57 Lidingö

**Telefon & Fax**  
Tel 08 555 143 00  
Fax 08 555 143 99

**Email & Internet**  
Email [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)  
Internet [www.mercado.se](http://www.mercado.se)