



REAL 9200 TWIN/EL

Arbetsstolar för tunga brukare



Stilling från 020401



Senast ändrad 10 03 30

Artikelnummer 803339





ATT FINNA AVLASTNING

Att vara överviktig är ofta problematiskt på flera sätt. Ett dilemma är att kroppen belastas mycket - vilket medför värk i leder, knän och i rygg. Att finna avlastning på olika sätt är då mycket viktigt.

Bekväm och stabil

En funktionell och stabil stol ger brukaren avlastning och därmed kan onödigt slitage på kroppen undvikas. Att kunna sitta bra i en stol men även kunna förflytta sig i denna både horisontellt och vertikalt innebär också att man kan vara mer självständig i sitt dagliga liv vilket medför bättre livskvalitet.

Men då ställs stora krav på funktion och kvalitet. Stolen ska vara stabil men även bekväm. Lättrullade hjul för enkel förflyttning och en tillförlitlig broms när man reser sig. Samtidigt skall stolens funktioner vara enkla att ställa in. Kort sagt- stolen ska fungera i alla situationer.

Valfrihet

Med olika extra stoppade sitsar, dubbla ryggmekanismer och lyftpelare, extraförstärkt stativ, olika hjul och tillbehör komponerar man enkelt en stabil och funktionell stol.

Gasfjäder-/eller elektrisk höjdställning gör det enkelt att ställa in rätt arbetsställning både vid ett bord och köksbänk.

REAL 9200 TWIN/EL är en arbetsstol, modul-uppbyggd för enkel individuell anpassning, speciellt utvecklad som sitt-/förflyttningshjälpmedel för något tyngre brukare. Den elektriska REAL 9200 TWIN EL fungerar

även utmärkt som uppsyningshjälp. Den har en lyfthöjd på hela 28 cm och har kapacitet att klara en brukarvikt upp till 275 kg.

Den manuella REAL 9200 TWIN har en lyfthöjd på 20 cm och klarar brukarvikt upp till 180 kg.

Till REAL 9200 TWIN/EL väljer man storleken på den extra stoppade sitsen och den ergonomiskt utformade ryggen efter behov.

Kvalite' som varar länge


Olika dubbla ryggmekanismer ger bra stabilitet och stora justeringsmöjligheter. Ryggen är ställbar i höjd, djup och vinkel. Stolen har ett extraförstärkt helsvetsat X-underrede med lättmanövrerad broms.

Bromsen har en datorberäknad lyftkurva för att kunna låsas med minsta möjliga kraft. För de som finner att stolen är svår att bromsa finns elektrisk broms som tillval. Hög frigång klarar mattor och trösklar.

De lättrullade hjulen underlättar förflyttning i stolen. De har dammtäta SKF-kullager i hjul och bygel. Extra slitstark hjulbana och förstärkt bygel bidrar ytterligare till många års bekymmersfri funktion. Stolens många genomtänkta alternativ och tillbehör låter användaren bestämma utförandet.

En individuellt anpassad stol gör det enklare att leva ett aktivt liv hemma och på arbetsplatsen.

REAL-stolen utvecklas och tillverkas i Sverige. Högt ställda kvalitetskrav borgar för många års trygg användning.



Funktioner

- 1 De fällbara armstöden möjliggör enkel sidoförflyttning.
- 2 Den elektriska bromsen fungerar bra för svaga brukare. Reglage är placerat under armstöd.
- 3 Den fällbara fotringen ger ett bekvämt stöd. Den är också lätt att fälla upp.

REAL[®] 9200 TWIN / EL



REAL 9200 TWIN MANUELL

- X-stativ, 52x56 cm (bxh)
- Hög rygg standard eller Medic ryggfällning
- Hjul XL-, SL-, BSL-hjul 100 mm
- Gasfjäder fixlyftomat
- Sitthöjd standard 45-65, låg 40-54 cm
- Sits:
Bredd 52, 62, 72 cm.
Djup 40, 45, 50 cm
- Rygg:
Bredd 46, 56, 66 cm.
Höjd 43 cm
- Fällbara armstöd 35, 30 eller 25 cm
- Brukarvikt max 180 kg

REAL 9200 TWIN EL

- X-stativ, 52x56 cm (bxh)
- Hög rygg standard eller Medic ryggfällning
- Hjul XL-, SL-, BSL-hjul 100 mm
- **El lyftomat**
- **Sitthöjd standard 47-75, låg 40-60 cm**
- Sits:
Bredd 52, 62, 72 cm.
Djup 40, 45, 50 cm
- Rygg:
Bredd 46, 56, 66 cm.
Höjd 43 cm
- Fällbara armstöd 35, 30 eller 25 cm
- **Brukarvikt max 275 kg**

