



REAL 9500/9600EL

Avlastning för höft, knä och fotled



Giltig från 090801

Senast ändrad 20110429

Artikelnummer 803400





SPECIFIKATION

- Sitthöjdsreglaget under armstöd
- Vevreglerad sitstilt
- Låg rygg (alt. hög rygg)
- Standard ryggmekanism (alt. medic)
- H-stativ (alt. X-stativ inkl. stativförlängare)
- XL-hjul 100 mm (alt. SL-, BSL-hjul 100 mm)
- Sitthöjd 9500, 60-80 cm (alt.låg 55-71 cm)
- Sitthöjd 9600 EL, 62-90 cm (alt.låg 55-75 cm)
- Sadelstols Ergomedic 40x36 cm (alt. 36x36 cm)
- Sadelstols Ergomedic 40x36 cm (alt. 36x36 cm)
- Ryggplatta Ergomedic 33x26 cm (alt. 33x36 cm, 40x20cm)
- Armstöd standard: 35 cm (alt. 30, 25 cm)
- Bromsspak standard: 45 cm (alt. 35 cm)
- Klädsel plysch

AVLASTNING FÖR HÖFT, KNÄ OCH FOTLED

När musklerna är försvagade är man i behov av en stol som ger bra avlastning. Real 9500/9600 EL är en arbetsstol vid stående arbete och har vad som krävs.

När musklerna är försvagade är man i behov av en stol som ger bra avlastning. Då ställs stora krav på funktion och kvalitet. Stolen skall vara bekväm och ge en ergonomiskt riktig sittställning. Lättrullade hjul för enkel förflyttning och en tillförlitlig broms som gör att stolen står stadigt när man reglerar den. Samtidigt skall stolens funktioner vara enkla att ställa in. Kort sagt - stolen skall fungera i alla situationer.

Anpassade för muskelsvaga personer

REAL 9500/9600 EL är klassade som arbetsstolar.

De är speciellt anpassade för muskelsvaga personer som behöver avlasta höft, knä eller fotled vid stående/sittande arbete i hemmet eller på arbetet. De är utrustade med bla H-stativ som är kortat i framkant. Detta gör bland annat arbete i köksmiljö enklare då brukaren kan komma närmare arbetsytorna. Utöver H-stativet är sadelsits samt förhöjd sitthöjd standard. REAL 9500 & 9600 EL tillverkas vid egna anläggningar i Halmstad och på Lidingö.



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se