



REAL ÖGONPATIENTSTOLAR



Citlig från 090401

Senast ändrad 10 03 30

Artikelnummer 803340

REAL® KLINIKSTOL EL

STABIL FÖR PATIENTEN OCH LÄTTANVÄND FÖR PERSONALEN

På en patientstol ställs höga krav. Den måste uppfylla de behov läkare, sköterskor och patienter har.

REAL 9100 EL ÖGONKLINIKSTOL är en svensk-tillverkad elektrisk undersökningsstol, konstruerad med tanke på ergonomi och funktion.

På en patientstol ställs höga krav. Den måste uppfylla de behov läkare, sköterskor och patienter har. Konstruktionen bör vara stabil och hjulen ska kunna rulla lätt. För att förenkla undersökningen måste stolen även vara lätt att höjreglera. Hög kvalitet som borgar för lång livslängd med minimalt behov av underhåll är också viktig.

Fjärrkontroll ger undersökaren möjlighet att manövrera stolen även på avstånd.

Den kan dessutom utrustas med fler elektriska funktioner – elektrisk sitsvinkel, elektrisk ryggvinkel samt elektrisk broms.

Stolen har ett helsvetsat X-stativ "Klinik" med inbyggd fotbroms. (se bild nedan).

Manövrera stolen på avstånd

REAL 9100 EL ögonklinikstol är en svensktillverkad elektrisk undersökningsstol, konstruerad med tanke på ergonomi, funktion och flexibilitet. Den är bekväm, stabil och lättskött. Stolen har hela 28 cm elektriskt lyftintervall som regleras från armstödet eller med hjälp av en fjärrkontroll.

Tillval

REAL 9100 EL ögonklinikstol kan levereras med ett brett tillvalsprogram. Man kan välja mellan olika typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sits- och ryggstorlekar, samt en stor mängd olika tillbehör.



Stativ 9000 "Klinik" 48x53 cm

SPECIFIKATIONER

- Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll (fler alternativ finns)
- Sitthöjd 47-75 cm (alternativt 40-60 cm)
- X-stativ "klinik" 48x53 cm m inbyggd fotbroms (alternativ finns)
- Hjul 100mm XL (alternativ finns)
- Utan sitsvinkling (alternativa sitsvinklingar finns)
- Ryggplatta 38x26 cm (alternativ finns)
- Sits 44x48 cm (alternativ finns)
- Armstöd 35 cm (alternativ finns)
- Klädsel konstläder (alternativ finns)

REAL® KLINIKSTOL PLUS EL

TVÅ PLUS-STATIV ÖKAR FLEXIBILITETEN



Smalare PLUS-stativ 43x53 cm

Mercado Medic AB har vidareutvecklat vår välrenommerade ögonklinikstol. För att öka flexibiliteten har vi designat en undersökningsstol där du som kund kan välja mellan två moderna PLUS-stativ i olika storlekar beroende på behov. REAL 9100 PLUS EL ÖGONKLINIKSTOL är en modern svensktillverkad elektrisk undersökningsstol, konstruerad med fokus på patient-säkerhet, ergonomi, funktion och flexibilitet.

På vår nya ögonklinikstol har vi ställt höga krav. Den måste kunna uppfylla de olika behov varje individuell ögonklinik har. Konstruktionen ska vara säker men samtidigt smidig och flexibel. För att förenkla undersökningen måste stolen även vara lätt att höjrdreglera. Lång livslängd med minimalt behov av underhåll är också viktigt.

fler elektriska funktioner – elektrisk sitsvinkel, elektrisk ryggvinkel samt elektrisk broms. Stolen har ett helsvetsat stabilt PLUS-stativ med fotbroms. Det erbjuder patienten bättre utrymme för fötterna. Fotbromspedalen medför att du som användare enkelt kan bromsa stolen utan att behöva använda bromsspaken.

Nytt stabilt PLUS-stativ

REAL 9100 PLUS EL ÖGONKLINIKSTOL är en svensktillverkad elektrisk undersökningsstol, konstruerad med fokus på patientsäkerhet ergonomi, funktion och flexibilitet. Vi har fokuserat på din arbetsmiljö. Därför har vi gjort stolen säker för patienten, men samtidigt smidig och lättskött för dig. REAL 9100 PLUS EL ÖGONKLINIKSTOL har hela 28 cm elektriskt lyftintervall som regleras från armstödet eller med hjälp av en fjärrkontroll. Fjärrkontroll ger undersökaren möjlighet att manövrera stolen även på avstånd. Den kan dessutom utrustas med

Nytt smalare PLUS-stativ

För de ögonkliniker som har smala undersökningsbord finns ett 5 centimeter smalare PLUS-stativ som alternativ (se bild till vänster).

Tillval

REAL 9100 PLUS EL ÖGONKLINIKSTOL kan levereras med ett brett tillvalsprogram. Man kan välja mellan olika typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sits- och ryggstorlekar, samt en stor mängd olika tillbehör som gör ditt arbete lite enklare.

SPECIFIKATIONER

- Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll (fler alt. finns)
- Sitthöjd 47-75 cm (alt. 40-60 cm)
- PLUS-stativ 48x53 cm med fotbroms (alt. 43x53 cm)
- Hjul 100mm XL (alt. finns)
- Utan sitsvinkling (alt. sitsvinklingar finns)
- Ryggplatta 38x26 cm (stol på bild ovan har ryggplatta 40x34 cm)
- Sits 44x48 cm (alt. finns)
- Armstöd 35 cm (30cm) (alt. finns)
- Klädsel konstläder (alt. finns)

REAL[®] ÖGONKLINIKSTOLAR



URVAL AV TILLVAL

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Fjärrkontroller, multi (2-4 funktion) upp/ner (1-funktion) | 9 | Armstödsplatta ErgoMedic 25, 30, 35 |
| 2 | Elreglage i lös dosa (4-funktion) | 10 | Stativ 9000 PLUS 43 100 XL |
| 3 | Fällbart armstöd | 11 | Stativ 9000 Plus Klinik 48 100 XL Vit |
| 4 | Nackstöds kudde ErgoMedic PLUS | 12 | Stativ 9000 X Klinik m inbyggd fotbroms 100 XL |
| 5 | Standardhjul, XL 100 mm | 13 | Extra hög ryggplatta ErgoMedic 42x43 cm |
| 6 | ESD hjul 100 mm Anti-stat | 14 | Körhandtag klinik |
| 7 | Fotstöd 100 mm djup (som följer höjddreglering) | | |
| 8 | Fotring 1/4, uppfällbar, X-stativ
Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 48
Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 43 | | |