

REAL[®] 9300 / 9400 EL

BEKVÄM FÖR BRUKAREN & LÄTTMANÖVRERAD FÖR VÅRDAREN

Många barn med funktionshinder har inte möjlighet att förflytta sig själva men behöver en arbetsstol. Då fodras ett hjälpmedel med rätt egenskaper. Real 9300/9400 EL är en arbetsstol utrustad med vårdarmanövrerat H-stativ.



Sitsen måste lätt kunna vinklas framåt samtidigt som stabilt stöd för fötterna erbjuds. Stolen ska också vara enkel att flytta för den som manövrerar den.

Kort sagt, den ska fungera smidigt både för brukaren och vårdaren.

Förenklar de vardagliga sysslorna

Den har egenskaper som förenklar de vardagliga sysslorna för användaren och dess assistent. De stora hjulen, samt att den är kursstabil, gör det mycket smidigt att köra.

Man behöver också lätt kunna höja och sänka sitsen. Därför är den elektriska höjddregleringens intervall på REAL 9400 EL är hela 28 cm och kan regleras av vårdaren.

Man kan välja mellan olika typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sits- storlekar, ErgoMedic Plus sittsystem samt en stor mängd tillbehör.

Stolen är moduluppbyggd och kan enkelt anpassas för varje individ.

REAL 9300/9400 EL tillverkas vid egna anläggningar i Halmstad, Tranås och på Lidingö.

REAL[®] 9300 / 9400 EL



SPECIFIKATIONER

- Vårdarmanövrerat H-stativ, **Art.nr 802295**
- Sits 29x32-40x43 cm
- Sitthöjd EL std/låg 47-75/40-60 cm
- Sitthöjd Manuell std/låg 45-65/40-60 cm
- Sitsvinkling (tillval) gasfjäder-, vev eller (elreglerad - elstol) +15°/-8° (även omvänd eller alternativt all vinkling bakåt)
- Ryggplatta 23x20-35x43 cm
- Ryggmekanism Standard (alt. medic, komfort samt el)
- Armstöd 35 cm (alt. 25, 30 cm)
- Brukarvikt Max 75 kg
- Bromsfunktion Handbroms
- Totalbredd 540 mm
- Längd 750 mm
- Hjul fram/bak 150/300 mm
- Benstödslängd 30-53 cm
- Markfrigång 30 mm
- Vikt ca 30 kg inkl. batt. (el)
- Vikt ca 25 kg (manuell)