

# Utprovning/beställning REAL Mobil 6100 ERGOMEDIC

A	B	C	D	E	F	G	H	Klädsel
6	1							

Offertförfrågan  Beställning



Leveransadress				Fakturaadress			
Utprovad av/kontaktperson				Utprovad för/märkes			
Telefon		E-post		Beställningsnr		Datum	

<b>Basutförande - fylls alltid!</b> <b>AB Modell</b> 61 <input type="checkbox"/> REAL MOBIL 6100		<b>Alternativ och tillval - fylls i om du vill ändra eller lägga till något!</b> <b>Batteriladdare</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Obs! markera <b>Ja</b> om laddare önskas	
<b>C Sitsvinkling</b> 0 <input type="checkbox"/> Utan sitsvinkling 2 <input type="checkbox"/> Vevreglerad sitsvinkling 3 <input type="checkbox"/> Gasfjäder, reglage vid sits 4 <input type="checkbox"/> Gasfjäder, reglage på armstöd 5 <input type="checkbox"/> Elreglerad sitsvinkling 6 <input type="checkbox"/> Förberedd för sitsvinkling		<b>Drifftidsmätare</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Obs! markera <b>Ja</b> om drifftidsmätare önskas	
<b>D Låg rygg</b> 0 <input type="checkbox"/> Standard ryggmekanism 1 <input type="checkbox"/> Medic ryggmekanism 2 <input type="checkbox"/> Comfort ryggmekanism* 3 <input type="checkbox"/> Elreglerad ryggmekanism*		<b>Klädsel</b> <b>Psysh:</b> <input type="checkbox"/> 41 vinröd <input type="checkbox"/> 42 brun <input type="checkbox"/> 44 marin <input type="checkbox"/> 45 REAL-blå <input type="checkbox"/> 46 grå <input type="checkbox"/> 48 svart <b>Väv mönstrad Vuxen:</b> <input type="checkbox"/> 75 blå <b>Väv mönstrad Barn:</b> <input type="checkbox"/> 81 röd <input type="checkbox"/> 85 blå <input type="checkbox"/> 89 gul <b>Konstläder:</b> <input type="checkbox"/> 31 röd <input type="checkbox"/> 32 brun <input type="checkbox"/> 35 blå <input type="checkbox"/> 36 grå <input type="checkbox"/> 38 svart	
<b>D Hög rygg</b> 5 <input type="checkbox"/> Standard ryggmekanism 6 <input type="checkbox"/> Medic ryggmekanism <input type="checkbox"/> Dubbel 7 <input type="checkbox"/> Comfort ryggmekanism* medic 8 <input type="checkbox"/> Elreglerad ryggmekanism* * <b>Minsta sitsdjup 43 cm</b>		<b>Hygienväv (komplettera med överdrag)</b> <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Grenkil <b>Överdragsklädsel:</b> <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Annat enligt nedan	
<b>E Benstöd</b> 0 Standard med uppfällbar fotplatta <input type="checkbox"/> 30 - 38 cm <input type="checkbox"/> 37 - 53 cm <input type="checkbox"/> Fotplatta med sarg bak/sida <input type="checkbox"/> Fotplatta kort 100 mm djup 9 <input type="checkbox"/> Alternativ (enligt val till höger)		Alternativ överdragsklädsel i bomullstyg: <input type="checkbox"/> Barn/gul <input type="checkbox"/> Barn/blå <input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag grå plastad frotté	
<b>F Sitthöjd</b> Sitthöjd (vinkelsits) 0 <input type="checkbox"/> Standard 49-77 cm 50-78 cm 1 <input type="checkbox"/> Låg 44-64 cm 48-68 cm		<b>Armstöd (fällbara)</b> <input type="checkbox"/> Ej fällbart <input type="checkbox"/> Svart konstläder <input type="checkbox"/> Tygklädda Längd: <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 25 cm Armstöd ErgoMedic PLUS 30 <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö Armstöd ErgoMedic PLUS 42 <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö	
<b>G Sits "Slow Recovery"</b> <b>Breddxdjup</b> 0 <input type="checkbox"/> Vuxen 44x48 cm 1 <input type="checkbox"/> Vuxen 48x48 cm 2 <input type="checkbox"/> Vuxen 44x43 cm 3 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x43 cm 4 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x39 cm 5 <input type="checkbox"/> Barn (7-12 år) 36x39 cm 6 <input type="checkbox"/> Barn (3-7 år) 33x35 cm 7 <input type="checkbox"/> Barn (7-15 år) 36x43 cm 9 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x48 cm		<b>Ryggar bredd x höjd i cm</b> <b>Armstöd</b> Låg 38x26, extra hög 42x43 35 cm Låg 38x26, extra hög 42x43 35 cm Låg 38x26, extra hög 42x43 35 cm Låg 33x26, hög 33x36 35 cm Låg 33x26, hög 33x36 30 cm Låg 30x26, hög 30x34 30 cm Låg 27x22, hög 27x32 30 cm Låg 30x26, hög 30x34 30 cm Låg 33x26, hög 33x36 35 cm	
<b>H Användarens vikt</b> 0 <input type="checkbox"/> 55-90 kg 1 <input type="checkbox"/> < 55 kg 2 <input type="checkbox"/> 90-130 kg <b>Anpassning &gt;130 kg kontakta Mercado</b>		<b>Övrigt</b> Antal:	
		<b>Alternativ sits och rygg</b> <input type="checkbox"/> Plansits endast träplatta <input type="checkbox"/> Sits antiglid <input type="checkbox"/> Rygg i Slow recovery <input type="checkbox"/> Ställbart sittkryss (+15° Fram, -23° Bak) <input type="checkbox"/> All sitsvinkling bakåt 0-23° <input type="checkbox"/> Omvänd sitsvinkling (+8° Fram, -15° Bak)	
		<b>Sits och rygg i ErgoMedic PLUS</b> <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Sits Slow recovery <input type="checkbox"/> Rygg 40x20 cm <input type="checkbox"/> Rygg 30x34 cm <input type="checkbox"/> Rygg 35x43 cm* <input type="checkbox"/> Rygg 42x43 cm* <input type="checkbox"/> Rygg 46x43 cm* <input type="checkbox"/> Rygg 35x43 cm m sidokil* <input type="checkbox"/> Rygg 42x43 cm m sidokil* <input type="checkbox"/> Rygg 46x43 cm m sidokil* <input type="checkbox"/> Comfort (pumpbar) * <b>Finns i Comfortutförande</b>	
		<b>Placering reglage</b> Joystick <input type="checkbox"/> Hö <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> ParaLoc enkel	
		<b>Amputationsstöd</b> <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster	
		<b>Benstöd Medic med fotplatta</b> Hel fotplatta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL Delad fotplatta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	
		<b>Benstöd EL</b> <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> H+V <input type="checkbox"/> Vuxen hel 37-53 cm <input type="checkbox"/> Barn hel 30-38 cm	
		<b>Adapter för rullstolsbenstöd Cross</b> <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> H+V	
		<b>Bålstöd (monteras på hög rygg)</b> <input type="checkbox"/> Standard rak båge <input type="checkbox"/> Svängd båge <input type="checkbox"/> Sväng och ställbart bålstöd	
		<b>Höftbälte (med fäste under sits)</b> <input type="checkbox"/> S, 51-71 <input type="checkbox"/> M, 63-83 <input type="checkbox"/> L, 83-103 cm	
		<b>Knästoppar (till benstöd Medic)</b> <input type="checkbox"/> 15x8 cm svart konstläder, par	
		<b>Vadstöd (till benstöd Mobil/Medic)</b> <input type="checkbox"/> 15x13 cm svart konstläder	
		<b>Nackstöd (monteras på hög rygg)</b> <input type="checkbox"/> Plan <input type="checkbox"/> Skålad <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS <input type="checkbox"/> Sidojusterbar nackstödsmechanism	
		<b>Sidostöd justerbara i bredd (bxh)*</b> <input type="checkbox"/> 28x8 <input type="checkbox"/> 24x14 <input type="checkbox"/> 30x16 <input type="checkbox"/> 15x8 * <b>Kombineras med ej fällbara armstöd</b>	

REAL6100/1108